

嵌入式恒温箱容积150L温度2-48

产品名称	嵌入式恒温箱容积150L温度2-48
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	88219.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:150L/280L/151L/281L 施工方式:嵌入式安装
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

产品详情

嵌入式恒温箱容积150L温度2-48 相关：手术室净化系统还应注意哪些问题？在日常运行中，除需严格遵守各项规章制度外，还应注意以下问题:下面我们就简单的看一下。1)手术室净化系统在调整完毕后，应将调节阀门加以固定，运行中不得随意改动。当一个系统中连接有几个排气点时，若某一排气点的工艺设备停止运行，该排气罩也不宜关闭，以免改变其它排气罩的排风量。2)一般除尘装置应在净化设备启动之前启动，在手术室净化设备停止运行5分钟后再关闭，以防止粉尘等物质在设备和风管内沉积。为防止电动机启动时过载，特别是对于高温烟气净化系统，可调节总阀门开度，在减小风量情况下启动。3)运行时应记好运行日志。日志内容包括换班时间与文接班情况，当班时间内设备运行情况，各种设备的启停时间及其原因等，当设备发生故障时，应详细记载发生故障的原因、情况及对检修的参考意见等，运行时要记录净化系统的有关参数。4)应加强手术室净化设备的日常维护。日常维护的主要任务是优良设备、管道、排气罩、清扫孔、观察孔、排灰阀等处的漏风，调节好系统的供液量、风量和风压。排除一切可能发生的故障隐患。5)定期清除管道内和设备内的积尘等沉积物。6)加强设备的检修。要根据实际情况决定检修的内容、时间、方法和要求等。

嵌入式恒温箱容积150L温度2-48 产品特点：

- 1、温度范围：2-48度。
- 2、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 3、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 4、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露
- 5、电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。

- 6、优良温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
- 11、箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

福意联根据洁净手术室规范量身制造优良产品，完全按标准精工制作，替代。埋入墙内式，为I级手术室产品。有效减低手术室低体温症的发生，使手术历程中利用的盐水、药品及生物保持在37度适合人体的温度。维护机体内整体平衡起到重要作用！

嵌入式恒温箱容积150L温度2-48 用途：

手术部位长时间按暴露、麻醉、低温液体输注冲洗等是术中低体温发生的主要原因,可采用相应保温措施来预防手术患者术中低体温的发生,以减少低体温对患者的不良影响,确保手术顺利完成。福意联手术室液体加温箱用于术中输入液体、冲洗液的恒温加温，有效降低低体温症。本产品适可加温液体药品、医用盐水、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B超液等。

嵌入式恒温箱容积150L温度2-48 参数：

手术室保冷柜系列FYL-YS-66L 【外形尺寸】430×480×645 【内部尺寸】357×390×542 容量62LFYL-YS-88L 【外形尺寸】480×472×840 【内部尺寸】350×335×670 容量88LFYL-YS-128 【外形尺寸】480×472×840 【内部尺寸】350×335×670 容量88L2-48 手术室保温柜保冷柜系列FYL-YS-150L 【外形尺寸】595×570×870 【内部尺寸】520×440×655 容量150LFYL-YS-280L 【外形尺寸】595×570×1445 【内部尺寸】524×438×1223 容量280LFYL-YS-430L 【外形尺寸】595×680×1805 【内部尺寸】510×530×1585 容量430LFYL-YS-230L 【外形尺寸】595×571×1200 【内部尺寸】524×440×1090 容量230LFYL-YS-310L 【外形尺寸】595×680×1293 【内部尺寸】513×530×1184 容量310L0-100 高配手术室保温柜系列FYL-YS-151L 【外形尺寸】595×570×879 【内部尺寸】506×426×636 容量150LFYL-YS-281L 【外形尺寸】595×570×1460 【内部尺寸】508×427×1215 容量280LFYL-YS-431L 【外形尺寸】677×597×1710 【内部尺寸】504×504×1508 容量430L

- 1·智能恒温系统：LED数码显示屏，温控范围2~48，可任意调控恒温，温度调控的精度为±2。
- 2·人性简洁设计：透明玻璃门立式结构，双层透明玻璃门，可实时观测箱内保存物品状态。配备双锁，安全系数增高，底部有脚轮，可轻松移动箱体。
- 3·多功能内嵌式：可任意直接嵌入壁橱以及墙壁，应用广泛，比如手术室，实验室建设，不占用多余空间。

- 4·报警系统：本产品采用双报警系统,可实现高低温报警、传感器故障报警、开门报警、电源故障报警、制冷系统故障报警。
- 5·优良板材结构：优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部预设搁架卡槽，可任意分配箱内空间，便于放置不同的物品。
- 6·性能稳定优良：核心采用国外优良压缩机，无氟，超静音设计，风循环系统，制冷加温迅速而又均匀。

嵌入式恒温箱容积150L温度2-48 相关：手术室净化是不能被忽略的问题,很多的问题事情都是我们要知道的事情,那么我们就有必要知道这方面的事情,就目前手术室净化市场现状来看，手术室净化数量越来越多，整个已经进入了激烈的市场竞争之中。术后感染主要分为内源性感染、间接感染和外援感染，其中内源性感染和间接感染可通过提高医疗技能、安排组织和运用功能流程及严格的杀菌程序等来控制。而外源感染一般很难控制，因为外援感染主要是通过手术室的空气中携带的细菌造成的，简直防不胜防。有些的手术室看着非常干净，殊不知在空气中隐藏着多少能够诱发感染的细菌。这就是做手术室净化工程的目的和意义所在——尽可能保证手术室空气的清新无菌，从而杜绝外源感染的发生。一般来说，手术室净化工程就是采用空气净化措施，将空气中的尘埃离子过滤、杀菌，使细菌无载体传播，达到除尘灭菌效果，从而控制外源性感染。因此，手术室净化工程是非常重要的！