

医用外伤冲洗器-高频脉动灌冲不破坏健康组织，冲洗安全有效！

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 医用外伤冲洗器- 高频脉动灌冲不破坏健康组织，冲洗安全有效！ |
| 公司名称 | 河南煜博医疗器械制造有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东 |
| 联系电话 | 17334889399 17334889399 |

产品详情

医用外伤冲洗器高频脉动灌冲：压力水柱结合间歇性的大量水泡瞬间爆裂的冲击，共同作用在冲洗创面，使创口组织规律的收缩舒张，可使创面缝隙中的破碎组织、杂质、病毒、细菌被翻动冲出，同时显著降低患者疼痛阈值，不破坏健康组织，冲洗工作安全。

三种冲洗液（犬清弱碱性皮肤黏膜清洗液、清水和生理盐水）自动反复交替冲洗（完全满足狂犬病暴露预防处置工作规范要求），也可以手动冲洗。均为一键操作。参数记忆，应用维护方便，操作简单。

医用外伤冲洗器多功能冲洗枪：同时枪头手柄带无线控制开关，枪不离手随时调节水压。为了针对不同类的创口，特别研制了多种场景的特制枪头，以保障犬伤清创冲洗的安全。例如针对大面积撕裂伤特有扇面枪头；针对开口小，创伤深的伤口有精细枪头可对深创面做灌注冲洗等。

弱碱性清洗液：含有二癸基二甲基氯化铵、酸氯己定、表面活性成分等，无刺激、8小时长效抑菌同时促进伤口快速愈合，有效降低犬伤并发感染和继发细菌感染率。

整体特点：基数增加(>1200万人次/年)，死亡人数降低(

有效：*西省人民医院、西省中医学院附属医院临床试验报告均证实了清创机搭配《》弱碱性皮肤黏膜清洗剂的有效性。

*《犬咬伤清洗液》弱碱性皮肤黏膜清洗剂、《》消毒喷剂含有葡萄糖酸氯己定、表面活性成分，杀毒，无刺激、还可8小时长效抑菌，有效降低犬伤并发感染和继发细菌感染率。