

# 手术室保温柜容积150L温度2-48

产品名称	手术室保温柜容积150L温度2-48
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	89046.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:150L/280L/151L/281L 施工方式:嵌入式安装
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

## 产品详情

手术室保温柜容积150L温度2-48 说明：

中预防低体温方法及改进措施 1 术中冲洗液的加温 为了保证术中热盐水的及时供应，手术室设定墙壁温箱两个，每天规定职人员管理，以保证温箱热盐水的温度、用后及时补充、卫生及时清洁及热盐水的质量。经过运行，无论何时进行腹腔温盐水冲洗都能及时供应，保证了手术正常进行，因此，我院手术室一直在使用墙壁温箱。 2 术中盖单问题 术中盖单不仅起到保护患者隐私问题，同时对保障患者的体温起到很大的作用。手术室盖单经过布单 毛毯 棉被的反复应用，直现在根据室温情况应用的是布单和小棉被，为了加强患者的保暖需求，2012年手术室又特订做了肩部保暖垫，为的是预防层流系统的垂直风流对肩部的侵袭，使患者的身体达到无缝隙的保暖状态。 3 保证层流系统的正常运行 职人员每天检查手术室层流系统，保证手术室温度22~25℃，湿度40~60%。特殊情况下可开启手术间内廊门及室内加湿器，以缓解手术间温湿度的暂时不适，保证手术间环境要求和患者的舒适度。 4 引进输血、输液加热器及电热毯 输血、输液加热器的引进防止了术中大量输液、患者体质差、危重患者的体温散失，使患者的机体保持常温运行。电热毯应用于电切患者效果显著，虽然手术中不断用电切液冲洗切割的组织，电热毯的应用能够及时补充丢失的热量，保持机体热量平衡。 5 其他情况的应对措施 对于机体比较瘦弱的、手术时间长的患者，加强皮肤的保护，防止压疮的发生，使患者舒适，也可减少体温的散失；四肢进行输液的患者做好四肢的保暖，必要时可在肢体下垫一个热水袋，保护肢体的温度，注意热水袋温度不可过高，保持在50℃左右即可；做好患者的心理护理，防止患者因紧张而影响患者的情绪促使机体过度散热。

手术室保温柜容积150L温度2-48 参数：

商品型号	功率	外形尺寸	商品容量	温度范围
FYL-YS-150L	100W	595*570*865mm	150L	2-48
FYL-YS-230L	160W	595*590*1215mm	230L	
FYL-YS-280L		595*570*1445mm	280L	
FYL-YS-310L		515*530*1185mm	310L	

FYL-YS-430L	595*680*1805mm	430L	
FYL-YS-151L	120W	595*565*860mm	0-100
FYL-YS-281L	595*565*1440mm		
FYL-YS-431L	220W	595*675*1795mm	
FYL-YS-828L	360w	1267*680*1818mm	828L
FYL-YS-1028L	1267*680*2105mm	1028L	

手术室保温柜容积150L温度2-48 特点:

- ①智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。
- ②一般情况下，可能需要1-2小时温度更为准确。
- ③门框双锁控制，自动报警功能，物品存放更安全。
- ④针对不同的开发出了许多适销对路的新型产品。
- ⑤公司坚实科研队伍、完备的经营检测设备保证了产品的优良。
- ⑥有着优良的温度和湿度控制系统，需要的各种环境模拟条件。
- ⑦风机可以根据环境温度的高低自动控制风机的开停和转速。
- ⑧冷式优良冷凝器，翅片式风冷蒸发器，制冷迅速。
- ⑨色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。
- ⑩限热保护，过流、过热自动断电，确保使用安全。
- ⑪完善的报警系统，有声音蜂鸣报警及温差报警功能。

手术室保温柜容积150L温度2-48 售后：

一、我方确保按签订合同确定的设备和价格供货。

二、我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配路，设备质量符合质量检测标准，我方提供的设备全部都有相关或。

三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺完全无损的运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由我方承担。

四、验收:我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题我方将严格按照“三包”政策执行。

北京福意电器有限公司有着强大的企业实力，强势的产品阵营，的经营制造设备，可靠的产量保证，超

低的价格优势，优良的和经营管理团队，强大的网络渠道，尽善尽美的售后服务,为您的发展保驾护航。售后于医疗、化工、食品、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等均可使用.

手术室保温柜容积150L温度2-48 产品说明--

用手术室净化工程，可嵌入墙体。本产品适用于手术室，ICU，供应室等。目前福意联手术室保温柜已经为数千间手术室提供了优良的产品售后。

手术室保温柜容积150L温度2-48 说明：全麻手术下温度的影响进行分析，研究结果显示，非保温组患儿麻醉开始30min以后体温明显下降，而保温组患儿术中应用充气式保温毯，避免了体温下降，该组统计表明患儿体温在正常水平略有升高。术中输血、输液及大量冲洗液的应用，是体温降低的一个主要原因。保温组患儿输血、输液及术中用冲洗液均加温37℃，避免因冷液体进入机体后吸收大量热而致血管收缩、寒战等。研究结果表明，2组患儿麻醉中虽均无低体温发生，但在手术开始30分钟以后手术结束时非保温组患儿体温下降显著，存在低体温发生的潜在危险。通过对比研究，使笔者确认了全麻术中小儿体温管理的重要性。另外，需要注意的是，在采取各种方法预防低体温发生的同时，也要防止体温过高的发生，对患儿产生危害。因此，在全麻术中进行体温管理，严密观察患儿各阶段体温变化的情况，对手术的成功及患儿术后的恢复具有重要的意义。