

# 骨病骨肿瘤科医用液体加温器（右旋糖酐）

产品名称	骨病骨肿瘤科医用液体加温器（右旋糖酐）
公司名称	北京福意联医疗设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京东城区银河soho
联系电话	010-63331059 13910591117

## 产品详情

骨病骨肿瘤科医用液体加温器（右旋糖酐）

骨病骨肿瘤科医用液体加温器（37度、100度）

医用恒温箱/手术室恒温箱/手术室医用恒温箱产品说明:该产品对输入液体，对术中、术后低体温症的预防起到关键作用，减低手术风险。专于手术室，ICU病房，CT导管室，放射科，介入室，急诊科等。用于液体药品，医用盐水，造影剂，冲洗液，病人被单等恒温加温。

骨病骨肿瘤科医用液体加温器（右旋糖酐）-福意联企业未来的品牌服务强调“主动”及“性”，不仅要在客户有需求时及时提供建议与计划，更会注重客户的潜在需求，不仅为客户提供品质优异的产品，更以品质的服务，建立起长期的客户合作伙伴关系。真诚欢迎您前来洽谈惠顾，开创合作共赢的新局面!手术室器械用恒温箱-主要适用于机构手术室，ICU病房，CT导管室，放射科，介入室，急诊科、输液室、输血室、注射科等科室。用于对生理盐水、腹透液、甘露醇等各种输液的加温及毛毯、被服、输注液体的恒温保存，温度任意调节，满足机构不同物料的加温、恒温要求。

骨病骨肿瘤科医用液体加温器（右旋糖酐）产品使用图片：

产品介绍：制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱整体恒温。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱整体恒温。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。物品的放置要求：物品不能将风扇进出口堵塞，物品与物品之间、物品与恒温箱之间留有10mm以上的空隙，以利于箱内温度的均匀。箱体采用钢板，内部搁架可随意，便于存放不同物品。箱部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品

骨病骨肿瘤科医用液体加温器（右旋糖酐）