

温箱（挂壁式温液体箱）温度范围：2-48

产品名称	温箱（挂壁式温液体箱）温度范围：2-48
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	91383.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:150L/280L/151L/281L 施工方式:嵌入式安装
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

产品详情

温箱（挂壁式温液体箱）温度范围：2-48 用途：

医疗：中药汤剂加热、腹膜透析液、B超液加温、医用盐水加热、甘露醇加温、手术室辅助药品恒温保存。售后售后：优良统一优良售后售后整机1年，核心部件质保3年。37 透析液加温、冲洗液35-37 加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温快，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当温度，提高手术护理质量。

温箱（挂壁式温液体箱）温度范围：2-48 相关：人体核心温度的正常范围在36.5~37.5 之间。临床上通常将核心温度在34.0~36.5 之间定义为低体温，有研究表明，正常健康人体温低于35.5 时，生物去甲肾上腺素浓度可增700%，血压明显升高，麻醉药物代谢减慢，凝血功能障碍，免疫功能受限制等。本研究结果显示，实验组患者手术前后体温变化不大，而对照组体温下降明显，术后体温<36 。

【温箱（挂壁式温液体箱）温度范围：2-48 描述】1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制，制冷、制热、显示。2、箱部采用高密整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。4、智能电脑温度控制器，数码显示。具有高低温、温感器故障和安全锁功能，防止出现意外。5、温感，自动显示箱部温度，便于随时观察箱温度变化。6、采用风道设计，多孔入风使箱温度*均匀。7、制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱整体恒温。降温或制热速度，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。8、使用三层度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，度高，便于随时观察箱部存放的物品。9、采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体采用钢板，内部搁架可随意，便于存放不同物品。箱部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

如有升级请以实际货物为准

- 1、确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常。
- 2、根据箱体大小放入相应的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱空气正常流通。特别说明：放入之前应确保包装完好不破损。
- 3、先空箱运行，将面板温度调节至所需要的温度，并按锁制键，待温度后将放入，以免误操作引起温度过高或过低。
- 4、根据的使用量和来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加

内置微电脑数控，液晶数字显示，按键设计。 内置温感，显示箱内温度，随时观察箱内温度变化
PTC复合加热技术，均匀制冷恒温效果好 三层度中空玻璃，中间为真空处理，保温效果好
箱部采用高密整体发泡，保温效果好 多层搁架设计，可根据存放物品合理间隙
箱设LED照明灯，内部一目了然 采用压缩机，性能。 安全门锁，有效保护物品的存取安全
低功耗，宽电压带，适合电压不稳地区（功能选配）