

制冷新科技加压冷热敷机

产品名称	制冷新科技加压冷热敷机
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

医疗脉动加压冷敷机是一种全新的冷敷和加压相结合，对损伤组织局部冷敷、加压，可达到降温、止痛、止渗、消肿的作用的一种医疗设备。制冷新科技加压冷热敷机

详细介绍

西安冷热敷机是联合西安交通大学，第四军医大学，中科院光机所联合研发的一款二类产品，这款产品有两项专利半导体控温和脉动循环加压，半导体制冷属于电子制冷，制冷技术，制冷速度快，体积小，无机械磨损，工作时间长，不需要任何制冷剂，只需要添加纯净水或者蒸馏水就可以工作；*卧床不起的患者容易形成静脉血栓，脉动循环加压通过挤压方式能够有效地防止静脉血栓，脉动加压冷热敷机冷敷温度可以控制在6~15度，热敷38~50度，每一度都可调，大大减轻了临床工作者的负担，为患者带来更好的体验！对于骨科和外伤造成的肢体肿胀在24小时内采用加压冷敷治疗已经被证明是安全有效的手段。“脉动加压冷敷机替代了所有冰敷的传统治疗方法，使用纯物理疗法，使用效果明显，操作方便、*；产品选用气压、专护水囊，适应身体各个部位使用，给患者带来意想不到的治疗效果。制冷新科技加压冷热敷机

止血:寒冷致使血管收缩，而起到止血作用。在止消化道出血时，间断喝些冰水，疗效远胜于一般止血药。又如外伤血肿，立即局部冰敷，可止血防止血肿进一步扩大；消肿:扭伤或挫伤后，由于小血管破裂，血液渗入周围组织而出现肿胀，肿胀压迫神经末梢还带来疼痛。而冷敷使血管收缩以阻断这一病理过程。待冷敷停止后，血液恢复正常时，受损部分机体已进行了修补及产生凝血，因而减轻了局部发青及肿胀。2-3天后再进行热敷，以促进瘀血的吸收，这是扭伤的处理方法；降温:冷可带走热量。遇到高热，一般退热药无效时，多求助于全身冷敷，其主要部位是头部、颈部、腋部、大腿根部、窝部等有大血管的部位。冷敷可用冷水、冰水、酒精等。冷敷对高热可谓是简单、安全、*、经济的退热良方

制冷新科技加压冷热敷机