

多功能超声清创仪-引领清创领域全面详细介绍

产品名称	多功能超声清创仪-引领清创领域全面详细介绍
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	脉动压力冲洗:56kp安全水压 核心技术:有大扇形、小扇形和柱形三 超声波冲洗:4万5千赫兹频率超声波
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

产品介绍多用途超声波创面仪采用56KPa安全性压力和 40 ± 5 KHZ的超音波发生的空化效应.机械设备作用和湿热效用,可对各种各样大规模外伤.抢救伤到各种各样手术前伤和手术后创口完成迅速创面.完全创面,提升创口视线画面质量和手术治疗品质度。

详细资料创面机ID多用途超声波创面仪超声波创面机普外无疼创面神器,取代传统式棉球沾消毒液创面方式,传统式创面方式(1.这类创面方式 高效率低
2.非常容易对创口导致二次伤害)多用途超声波创面仪 助推清自主创新时期全方位详解多用途超声波创面仪采用56KPa安全性压力和 40 ± 5 KHZ的超音波发生的空化效应.机械设备作用和湿热效用,可对各种各样大规模外伤.抢救伤到各种各样手术前伤和手术后创口完成迅速创面.完全创面,提升创口视线画面质量和手术治疗品质度,超音波能够对各种各样感染创口和难痊愈创口,如糖尿病足病.窦道.瘘道.压疮.神经系统营养成分溃烂.外伤溃烂开展无疼创面,能够 高效除去感染创口的病菌.细菌.萎缩机构,对正常的机构无危害,激话胶原纤维,推动游离脂肪酸层的生成,改进创口自然环境,推动伤口修复。商品位于中国**水准,塑造了领域,达到了临床医学要求,缓解了病患的痛楚,遭受了诸多应用公司的五星好评与亲睐。

一.多用途创面机具备三大作用:1.超音波创面器是运用40khz的超声波动频率发生的空化效应除去伤口上的糜乱机构和脏东西(该空化效应会在部分造成很高的汽泡工作压力和微水射流),该效用不容易对身心健康机构引起损害。 超音波创面对感染创口,慢性难痊愈伤口处理方法实际效果十分明显。 超音波创面造成的空化效应能合理清除病菌.细菌.萎缩机构.对正常的机构无危害,不直接接触患部进而做到无疼创面目地。 创面全过程中不易损害创口周边的神经系统和毛细血管,对正常的结构及其再生上皮组织没有受损的无其他副作用。 能激话纤维细胞,推动游离脂肪酸层的生成,改进创口自然环境,推动伤口修复。 创面时依据创口面的浓淡,适度调节数控刀片与创口清创口的间距,也可实现一般创面器材到不了的位置,完成完全创面。与此同时但是药品能快速进到深层次机构,并能促使生长发育,加快痊愈。2.工作压力创面采用56kpa安全性压力,运用脉动饮料流水的一瞬间工作压力转变促使全身肌肉等机构中的脏东西更非常容易被冲走。工作压力创面合适各种各样大规模外伤。抢救.及各种各样手术前。

手术后的创面，创面快速.清理完全.视线清楚.进而增强整形手术品质，获得救治时间。3.持续或间歇地负压吸引可缓解质间浮肿，消除太多创口渗出液，降低感染，维持环境的清理。特有的负压力回收利用.液位仪检测.液位仪警报，液位仪锁紧作用，避免废水外溢。

可用部门：烧伤整形.急诊外科.胸外科.脑外科.手足外科.胃肠科.烧伤科.肾内科.皮肤疾病科.诊室.伤口换药室等