

# 医用伤口清创冲洗机-医院的伤口急救“良机”

产品名称	医用伤口清创冲洗机-医院的伤口急救“良机”
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

## 产品详情

### 1、生物清创

使用无菌环境下培育的蛆虫（丝光绿蝇的幼虫）可以清除坏死组织，因为它们可以吞食和消化坏死组织和致病微生物，从而起到生物清创的目的。

### 2、酶学清创

局部应用含酶制剂使坏死组织液化，我们都知道酶具有比较强的活性，通过酶作用，可以将伤口基质中的失活组织降解，抗菌制剂与胶原蛋白酶结合使用会降低酶清创的效果，使用时这种方法可以与外科和器械清创配合使用，效果会更好。

### 3、自溶性清创

这种方法是清创速度相对较慢的方法，但却是长期护理机构常用的方法，因为这种方法不会引起疼痛，可以直接利用机体自身的酶和敷料保持的水分，液化失活组织，主要是维持湿性平衡很重要。自溶性清创经常使用的敷料包括水凝胶、水胶体和透明膜敷料。

### 4、机械清创

常用的机械清创方法包括冲洗（使用专门的冲洗清创机）、水疗和使用湿到干敷料。这种方法，但可以损伤健康组织、且疼痛。不过其中的湿到干敷料已经多被先进敷料替代而不常使用。

### 5、外科清创和保守器械清创

这种方法需要比较强的技巧，所以经常由受过专门训练的、经验丰富的专科人员进行处理，用这种方法进行清创时，要使用外科器械，例如刀片、刮匙、剪刀和镊子等，需要达到的清创程度由需要清除的组织类决定。