预混合饲料氨基酸含量检测 重金属含量检测

产品名称	预混合饲料氨基酸含量检测 重金属含量检测
公司名称	广分检测技术(苏州)有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测范围:预混合饲料检测 周期:5-7天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

预混合饲料一般就是指根据有效科学研究配制,将维他命、蛋白、营养元素、矿物等成份开展混合的相互配合性饲料。博大德检验做为技术专业的预混合饲料检测中心,根据技术专业的人才资源、技术性科学研究、健全配套设施检测仪器,可给予预混合饲料的原材料剖析、配方还原、营养元素剖析、营养元素含量测定、维生素种类测定、矿物化学成分分析这些服务项目。

一、预混合饲料检验范畴

产蛋鸡预混合饲料、肉食鸡预混合饲料、乳牛预混合饲料、猪仔预混合饲料、育肥猪预混合饲料、孕期 及喂奶老母猪预混合饲料

- 二、预混合饲料检验新项目
- 1、一般检验新项目:外型、水份、混合匀称度、粒度分布/2
- 2、营养元素检验新项目:铜、铁、锰、锌、碘、硒、钴
- 3、维他命检验新项目: VA、VD3、VE、VK3、VB1、VB2、VB6、VB12、生物素、硫酸、反酸、叶酸片
- 4、营养元素检验新项目:钙、总磷、食用盐、蛋氨酸、懒氨酸
- 5、有害有害物检验新项目:镉含量、铅含量、砷含量等

三、预混合饲料测试标准

GB/T 17481-2008 饲料中氯化胆碱的测定

GB/T 10649-2008 营养元素预混合饲料混合匀称度的测定

GB/T 14702-2018 添加物预混合饲料中维生素b26的测定 高效液相色谱色谱法

GB/T 17778-2005 预混合饲料中d - 生物素的测定

GB/T 17813-2018 添加物预混合饲料中维生素b3与叶酸片的测定 高效液相色谱色谱法

GB/T 17819-2017 添加物预混合饲料中维生素b212的测定 高效液相色谱色谱法

GB/T 18397-2014 预混合饲料中反酸的测定 高效液相色谱色谱法

GB/T 20804-2006 乳牛复合型少量素维他命预混合饲料

GB/T 22544-2008 产蛋鸡复合型预混合饲料

NY/T 1029-2006 猪仔、生长发育肥育猪维他命预混合饲料

NY/T 1345-2007 添加物预混合饲料中肌醇的测定