

# 多功能清创仪-超声清创机

产品名称	多功能清创仪-超声清创机
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	脉动压力冲洗:56kp安全水压 脉动冲洗压力:最大冲洗压力56kpa , 超声波冲洗:4万5千赫兹频率超声波
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

## 产品详情

多功能清创仪-超声清创机

### 床

，近期整形美容科新引进多功能超声清创机，它是集超声清创、高压冲洗、负压吸引三大技术于一体的多功能清创系统。利用高压冲洗快速清除创面异物，通过超声清创的“空化”效应，有效去除坏死组织，杀灭细菌，利用负压吸引快速回收清洗废液，防止创面二次污染，达到高效清创的目的。一方面进行了彻底清创，减少伤口异物残留，在很大程度上降低患者二期激光治疗异物引起的色素沉着概率，减轻患者痛苦，同时降低医疗费用；另一方面保护了正常组织，减少了创口大小，有助于创口的愈合从而增加了安全性，降低了清创手术的难度。

一、清创性能特点1.无痛清创超声清创有效针对性的清创，保护了神经血管，可以进行无痛清创，对于需要多次清创的慢性溃疡、糖尿病难愈创面、褥疮外伤性溃疡、感染较严重的伤口，大大降低了患者的痛苦。2.深层清创在本机中，超声清创**手柄**采用优化设计技术，可促进清创**喷头**处超声波的空化作用，增强冲洗液的雾化效果，结合多种类的道具，可以有效的应对普通超声清创无法应对的复杂部位的、创口较深的、感染较严重或溃疡式的伤口。二、技术优势（1）设备操作简便，节省了操作时间，减少患者痛苦，大大降低感染几率。（2）术中痛轻微，耐受性好。（3）能较好的清除坏死组织，而对健康组织损伤轻微，且能提高组织内氧分压，改善组织血液循环。（4）有杀菌作用。（5）出血少，副作用少；糖尿病足溃疡患者采用超声清创术同时配合其他综合治疗，可以很好促进创面的愈合，对预防炎症扩散、骨髓炎有积极作用。三、临床应用1、外伤、手术伤、感染伤口/创面、烧伤创面、化脓性伤口、创面、软组织创伤、开放性骨折等等2、慢性难愈合伤口，如糖尿病伤口、褥疮外伤性溃疡等。

适用科室:创伤外科, 骨外科, 烧伤科, 内分泌科, 急诊科, 普外科, 肛肠科, 手足外科, 血管外科, 皮肤性病科, 手术室, 换药室等。