

韩国优质胶原美容仪 医妮

产品名称	韩国优质胶原美容仪 医妮
公司名称	上海医妮实业有限公司
价格	58000.00/件
规格参数	品牌:医妮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区昌徐路88号2幢1028室
联系电话	86 021 54259265 15000101258

产品详情

品牌 医妮

名称：胶原美疗仪，简称rf

一、胶原美疗仪

抗衰老项目经过大量的人体实验和世界权威专家的一致认定，否定了我们多年来对衰老的认识，抗衰老防皱并不是我们想像的那样一种产品活性成份加以补充就可以达到理想效果的，而是要依据人体肌肤的细胞活性的强弱及胶原蛋白的多少来作决择，rf胶原美疗仪成功的解决了这个科技难题。

年龄的衰老会导致人体胶原蛋白的流失，细胞能量跟不上，人体胶原蛋白会随着机体的衰老而迅速流失，而胶原蛋白的多少，将取决于肌肤的年轻程度，在此胶原美疗仪成功的解决了皮肤胶原蛋白自我再生问题。

二、原理

胶原美疗仪正是以表皮恒定常温，射频电波深层加深为核心技术，在确定肌肤舒适不受伤害，然后利用射频电波热能传导作用，精确直达皮肤深层,加热真皮层胶原组织，当皮肤深层胶原组织的热能达到45度至60度时，自体的胶原组织会自然产生立即性的收缩，刺激分泌更多新的胶原蛋白来填补萎缩和流失的胶原蛋白的空隙,并进行重新排列重建皮肤软支架，最终实现紧致肌肤填平皱纹，恢复皮肤弹性和光泽的效果。胶原美疗仪的诞生，将意味着人体肌肤的抗衰老的新纪元。

三、胶原美疗仪的特点：1、代替并超越手术拉皮2、自己的才是最好的，自体生成胶原蛋白的同时，无任何副作用3、收紧松弛的皮肤，祛除真性、假性皱纹4、修复妊娠纹5、治疗青春痘6、全身抗衰老（颈、背部收紧修形，胸形调整上提，腰腹周塑形，塑造臀形、腿形。

7、立即性作用：胶原蛋白立即收缩，皮肤紧致，如:面部提升8、长期效应：胶原蛋白的重建与新生需要（2 6）个月，衰老期为（3 6）年9，“胶原美疗仪”目前被美容界指定为一级塑形修身项目

四、高频作用于人身的皮肤的效果1.增加组织的温度和细胞功能性：增加皮下和肌肉组织4-5度；2.加强血液流动：毛细血管血液流量增加4-5倍，增加代谢物质氧提纯，增加营养物质、抗体、白细胞和淋巴液的循环等；3.增加胶原纤维组织的弹性：增加肌肉弹性5-10倍，增加韧带、关节胶囊和伤疤组织（胶原部位温度在摄氏40-60度时，弹性最大并不会损坏组织）；4.明显减少关节僵硬：与冷疗相比，热理疗可减少关节僵硬和不方便；5.减轻疼痛：对于冠心病引起的疼痛，使用热电探头充血可减轻疼痛，接触疼痛部位或其周围的神经可减轻肌肉、韧带和组织的连接的组织的疼痛；6.使肌肉痉挛得到放松：用减少阿尔爆发运动神经纤维可以放松肌肉的痉挛；7.刺激慢性炎症治疗：用刺激静脉内循环和帮助吸收炎症纤维肌瘤的方法可以增加氧气、营养、白细胞和抗体；8.刺激创伤治疗：根据增加血液流量，使小动脉和毛细血管扩张可以刺激皮肤循环和理疗。

五．功能

- 1、紧肤祛皱（提升、改善面部轮廓）
- 2、面部抗衰老（美白、收紧、嫩肤、收细毛孔）
- 3、修复青春痘（修复凹陷、痘痕）
- 4、眼部护理（改善黑眼圈、眼袋、淡化眼部皱纹，提升眼角下垂）
- 5、全身胶原再生（颈部、手臂、腿、臀部等收紧，另可修复妊娠纹）
- 6、溶脂纤体（腰、腹、大腿、小腿、手臂）
- 7、理疗（肾保、卵巢保养、缓解肌肉酸痛、关节疼痛）

六．注意事项

- 1.带心脏启博器以及严重病症；
- 2.带金属器取下及体内有金属器避开；
- 3.孕妇禁用；
- 4.严重毛细血管扩张尽可能不使用。

八．专业提示

疗程后的注意事项：注意休息，饮食，防晒，保养，多补充水分等。。。！

由于胶原蛋白的生长周期是在两到六个月，所以也称之为效果明显期，最佳期为一年左右！一疗程结束后，可继续下个疗程续做。

保持效果：因人而异，平均一疗程维持2年，巩固疗程效果递增！！

如有意愿购买本公司产品的话、可以来电咨询！