

# 医用加热恒温箱 液体加热恒温箱

产品名称	医用加热恒温箱 液体加热恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	70229.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

医用加热恒温箱 液体加热恒温箱公司说明-

北京福意电器有限公司依靠稳打实干抓住市场，利用业营销拓展市场，凭借售后巩固市场，立誓创造产品，提供优良售后，在激烈的市场竞争中站稳脚跟，谋求发展。诚信、进取、严谨的务实风格使得公司在内外树立了坚实的形象、取得了良好的。回过去，本公司坚持“诚信上、以人为本、永续经营”的理念，树立了良好的品牌形象与经营。展望未来，公司将通过科学的管理和不懈的努力，继续开拓进取，为打造、实用的实验室设备而不懈努力，以更加炽热的真诚与客户携手合作，共创。

产品别称：医用恒温箱、医用加温箱、手术室恒温箱、手术室加温箱、输液恒温箱、输液加温箱、生理盐水恒温箱、生理盐水加温箱、透析液恒温箱、透析液加温箱、甘露醇恒温箱、甘露醇加温箱、腹透液恒温箱、腹透液加温箱。

医用加热恒温箱 液体加热恒温箱用于：生理盐水加温、透析液加温、冲洗液加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当温度，提高手术护理质量。

医用加热恒温箱 液体加热恒温箱产品参数：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

医用加热恒温箱 液体加热恒温箱相关-术中低体温对患者恢复期的影响进行探讨。方法选取48例全麻开腹手术患者48例，随机分为对照组和观察组，对照组24例，进行常规手术，术中肛温在34.3~35.6 之间；观察组24例，术中注意保温，加强护理干预。对两组患者术中和术后血压、心率、肛温、拔管时间、清醒时间等观察指标进行观察。结果对照组与观察组比较，对照组患者引流增多，血压增高，心率、寒颤加，躁动发生率增高，清醒有延迟。结论术中低体温对患者恢复期的影响较大，输液液体和冲洗液应加热，应在术中加强对患者体温监测，以使患者手术期间的体温得以保持在合理水准，以减少对恢复期的影响。医用加热恒温箱 液体加热恒温箱