

# 动物抓咬伤伤口无痛清洗设备

产品名称	动物抓咬伤伤口无痛清洗设备
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

## 产品详情

### 动物抓咬伤伤口无痛清洗设备

快速脉动压力清创选用56kpa安全水压将产生出脉冲压力水,使创伤组织表面在收缩和舒张之间有规律的反复交替出现,冲洗液中的水流气泡破裂产生的推力,将使夹杂在创面的污染物松动并被水流带走。通过冲洗液的多种物理联合作用可清除创面的异物,这种清创主要用于大面积开放性创伤。使用中冲洗枪的脉动压力水流在医务人员的操作下可以从任意角度针对性地冲洗创面,大大提高清创的速度和洁净度。这种冲洗方法明显优于传统的创面处理方式,大大减少借助纱布擦拭的次数、减轻患者的痛苦,大面积冲洗速度快捷、方便、清创时间缩短,深度伤口也可得到清除,避免发生二次污染,固体杂物和液体污物一同被清除,冲洗后的污水容易回收、便于集中处理。这两种清创方式的交替工作可使创面清理更加彻底、快速。废液回收通过负压吸引,可边清创边回收清创废液,避免污染扩散使工作环境保持清洁。该功能清创机在医院临床清创应用中是具有安全性、有效性和适宜性的。

### 犬咬伤清创机

适用科室广泛,医院需求量大,不管是技术参数还是临床效果都是国际化水平。清创设备。

医疗犬咬伤清洗机适用于各种犬咬伤清洗清创、动物咬伤抓伤清洗清创等,利用肥皂水(弱碱性溶液)加生理盐水即可清理,56KPa的脉冲压力,每分钟800-1800次的脉冲频率,可以快速有效清除创面杂物、污渍、唾液等。降低伤口内细菌和病毒含量,预防狂犬病。

### 伤口冲洗的重要性:

被动物咬伤而感染病毒,病毒在伤口周围肌肉组织中复制,狂犬病毒通常在伤口周围肌肉组织停留至少72小时,长可达两周以上才能进入末梢神经。此阶段伤口清洗尤为重要,目的是降低伤口内的病毒和细菌含量,是我们降低狂犬病发病率的一个关键措施。