

37 恒温箱手术室 福意联医用恒温箱

产品名称	37 恒温箱手术室 福意联医用恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	74759.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

37 恒温箱手术室 福意联医用恒温箱公司说明-

福意联向客户提供广泛完整的恒温/冷藏设备系列产品，以“、节能、低碳”为设计理念，控制整个经营过程，开发拥有几百种型号，从立式到卧式，从低温到恒温，同时以独有的系统和出色的性能将产品优良细分、准确定位，为广大客户提供一个丰富的产品群，满足具体顾客的具体要求。将有的传统观念和新颖的设计理念相结合，引导市场的优良潮流。

产品别称：医用恒温箱、医用加温箱、手术室恒温箱、手术室加温箱、输液恒温箱、输液加温箱、生理盐水恒温箱、生理盐水加温箱、透析液恒温箱、透析液加温箱、甘露醇恒温箱、甘露醇加温箱、腹透液恒温箱、腹透液加温箱。

37 恒温箱手术室 福意联医用恒温箱用于：生理盐水加温、透析液加温、冲洗液加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当温度，提高手术护理质量。

37 恒温箱手术室 福意联医用恒温箱产品参数：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品

的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

37 恒温箱手术室 福意联医用恒温箱相关-人体核心温度的正常范围在36.5~37.5 之间。临床上通常将核心温度在34.0~36.5 之间定义为低体温，有研究表明，正常健康人体温低于35.5 时，去甲肾上腺素浓度可增700%，血压明显升高，药物代谢减慢，凝血功能障碍，免疫功能受限制等。本研究结果显示，实验组患者手术前后体温变化不大，而对照组体温下降明显，术后体温<36 。37 恒温箱手术室 福意联医用恒温箱