

# 扬州名贵木材树种检测 整套家具材质检测

产品名称	扬州名贵木材树种检测 整套家具材质检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

## 产品详情

槭木（枫木、红影）

硬槭木包括：黑槭 *Acer nigrum* 大叶槭 *Acer macrophyllum* 糖槭 *Acer saccharum*

软槭木包括：红花槭 *Acer rubrum*

欧洲，地中海地区除外；北美；俄罗斯

在西欧和美国，几乎都来自次生林；俄罗斯的枫木大多产自远东地区的高保护价值森林（HCVF），很多濒危的动物，例如阿穆尔虎都生活在这里

槭木，属，主要产于北美洲。槭木表面颜色与白桦相似，木质细腻，制成山纹后木纹纹理清晰明显。枫木由于口径较小，一般只适合制作山纹产品，但枫木与桦木相似，即容易变色，轻微开裂，寒冷地区忌大面积使用。

第二步，制作切片

试样软化：根据木材软硬程度而有区别。对于材质轻软的木材直接水煮软化，一般水煮至试样下沉为止。这种处理是将木材细胞腔内空气完全排除，并使木材细胞壁部分吸水而软化。对于材质重硬的木材，可采用双氧水 - 冰醋酸软化法，即用工业双氧水和冰醋酸各百分之50的混合液浸泡至试样软化；亦可在热水浴中加热至试样表面材色淡白或边缘开始离析为止。此法比较快速，是比较常用的软化法。

制片：先将切片用蕃红溶液（秤1g蕃红与100mL百分之50酒精溶液混合过滤液）染成红色，水洗后先后用百分之50、百分之70、百分之85、百分之95和百分之100浓度的酒精进行脱水处理；然后用TO溶液或对切片进行透明处理；后用镊子将切片放置在载玻片上，滴上中性树脂，盖上盖玻片固封；贴上标签，阴干或低温烘干即可观察。

## 切片用器具

木材切片器具主要有：水浴锅、电炉；小刀，单面刀片；培养皿，解剖针、镊子、毛笔，载玻片、盖玻片等。

### 1.2木材识别鉴定用仪器

生物显微照相系统，体视显微镜，手持显微镜，放大镜，需要向生产厂家或经销公司购买。

### 1.3木材切片用药品

木材切片用药品主要有：酒精、甘油、铁矾、蕃红、丁香油、TO液、中性树胶。器具与药品在五金商店或化工商店可以买到。