

# 犬咬伤冲洗机-欢迎来电咨询！

产品名称	犬咬伤冲洗机-欢迎来电咨询！
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

## 产品详情

医疗犬咬伤清创机与西安交通大学、第四军医大学、中科院光机所联合研发的一款替代传统棉签棉球清创的二类医疗设备。它是集三个功能于一体的清创设备动物咬伤业清创机产品简介犬咬伤用清创机，供应商西安医疗科技有限公司，注于急性慢性创面机器冲淋、超声波杀菌清创、负压废液回收等创面处理设备的研发生产批发零售。犬咬伤清创机 狂犬病现状:狂犬病在全球广泛分布。进入21世纪后，狂犬病仍然是重要的公共卫生威胁，全球每年约有60000人死于狂犬病，是致死人数多的动物源性传染病。亚洲的狂犬病患者数居全球位，估计年死亡人数达30000人。2004-2014年，狂犬病死亡人数一直高居我国传染病死亡人数的3位。 狂犬病暴露后处置两个目标:一预防狂犬病的发生;二预防伤口发生继发细菌感染，促进伤口愈合和功能恢复。 伤口处理:伤口处理包括对伤口内部进行彻底的冲洗、消毒以及后续的外科处置，这对于预防狂犬病发生，避免继发细菌感染具有重要意义。 伤口冲洗:用肥皂水(或其他弱碱性清洗剂)和一定压力的流动清水交替清洗咬伤和抓伤的每处伤口至少15分钟。如条件允许,建议使用狂犬病业清洗设备和用清洗剂对伤口内部进行冲洗。然后用生理盐水冲洗伤口以避免肥皂液或其他清洗剂残留。 消毒处理:彻底冲洗后用稀碘伏(0.025 %-0.05 %)、苯扎氯铵(0.005 %-0.01 %)或其他具有病毒灭活效力的皮肤粘膜消毒剂消毒涂擦或者消毒伤口内部。 伤口冲洗的重要性:被动物咬伤而感染病毒，病毒在伤口周围肌肉组织中复制，狂犬病毒通常在伤口周围肌肉组织停留至少72h,长可达两周以上才能进入末梢

神经。此阶段伤口清洗尤为重要，目的是降低伤口内的病毒和细菌含量，是我们降低狂犬病发病率的一个关键措施。推荐使用设备：多功能清创机注册“犬咬伤”清洗设备 医疗“ ”多功能清创机脉动压力清创和超声波清创相结合，脉动压力清创采用56KPa人体承受安全水压，可以快速有效清除伤口杂物、唾液、血渍等，保证创面洁净环境。超声波清创采用 $40 \pm 5$ KHz的超声波频率，可以达到98%的杀菌率，促进伤口愈合。