

创新产品-多功能清创机-伤口清创系统

产品名称	创新产品-多功能清创机-伤口清创系统
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	输入功率:AC 220V 50Hz 脉动冲洗压力:最大冲洗压力56kpa , 超声波冲洗:4万5千赫兹频率超声波
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

多功能清创机-伤口清创系统

用于伤口清创（急性和慢性伤口、烧伤）、软组织清创。

可广泛地应用于军事医学、慢病科、烧伤科、急诊科、骨科、妇科、医学美容等多个领域，以微细的高压生理盐水为载体和清创工具，可切除坏死组织，保留正常组织，并具备选择性组织清创能力；采用负压技术回收污物，减轻了伤口感染并保持创面清洁

[多功能清创机](#)

临床试验实验数据表明，利用该产品对深二度烧伤口进行清创，可大幅减轻手术医生工作强度，使手术时间、创面愈合时间较传统手术大幅缩短，显著降低患者感染风险，节约医疗费用。

清创则在在糖尿病烂脚的治疗中具有药物治疗不能取代的作用。清创是对局部溃烂创面进行直接处理的一种方法，可以去除溃烂伤口腐烂的组织，减少其进一步扩散的可能性，对于感染的创面是直接的治疗方法。及时正确的清创不仅可以减少创面感染的扩散，去除影响创面愈合因素、改善创面愈合微环境。尤其是清创后，可以使中药膏直接与创面充分接触，营养创面，使多种组织同步再生修复，促进伤口自然愈合。因此，中医清创在控制糖尿病烂脚创面感染中，有着西医所达不到的治疗效果。如果是这两种相结合治疗的话，糖尿病烂脚感染就会得到有效控制了。

多功能超声清创仪选用56KPa安全水压和 40 ± 5 KHZ的超声波产生的空化效应、机械效应和温热效应，可

对各种大面积创伤、急救伤及各种术前伤和术后创面实现快速清创、彻底清创，提高创面视野清晰度和手术质量度，超声波可以对各种感染伤口和难愈合伤口，如糖尿病足、窦道、瘘道、褥疮、神经营养溃疡、外伤性溃疡进行无痛清创，可以有效去除感染伤口的细菌、真菌、坏死组织，对正常组织无损害，激活纤维细胞，促进纤维蛋白层的合成，改善伤口环境，促进伤口愈合。产品处于国内**水平，树立了行业，满足了临床需求，减轻了患者的痛苦，受到了众多使用单位的好评与青睐。