

犬伤狂犬病清洗消毒液冲洗器

产品名称	犬伤狂犬病清洗消毒液冲洗器
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	毫升:250毫升 核心技术:最大冲洗压力56kpa , 工作模式:有大扇形、小扇形和柱形三
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

犬伤狂犬病清洗消毒液冲洗器

伤口冲洗的重要性：

被动物咬伤而感染病毒，病毒在伤口周围肌肉组织中复制，狂犬病毒通常在伤口周围肌肉组织停留至少72小时，长可达两周以上才能进入末梢神经。此阶段伤口清洗尤为重要，目的是降低伤口内的病毒和细菌含量，是我们降低狂犬病发病率的一个关键

措施。犬伤狂犬病清洗消毒液冲洗器

适用于被动物抓、咬伤及被舔伤口等部位清洗与消毒（包括狂犬病毒的冲洗与消毒）《狂犬病暴露预防处置工作规范》（2009年）第七条伤口处理包括底冲洗和消毒处理。局部伤口处理越早越好。伤口冲洗：用20%的肥皂水(或者其他弱碱性清洁剂)和一定压力的流动清水交替初底清洗、冲洗所有咬伤和抓伤处至少15分钟。然后用生理盐水(也可用清水代替)将伤口洗净，后用无菌脱脂棉将伤口处残留液吸尽，避免在伤口处残留肥皂水或者清洁剂。较深伤口冲洗时，用注射器或者高压脉冲器械伸入伤口深部进行灌注清洗，做到全面彻底。《狂犬病预防控制技术指南》中疾控传防发(2016)10号暴露后处置有两个主要目标，一是预防狂犬病的发生，二是预防伤口发生继发细菌感染，促进伤口愈合和功能恢复。伤口冲洗：用肥皂水(或其他弱碱性清洁剂)和一定压力的流动清水交替清洗咬伤和抓伤的每处伤口至少15分钟。如条件允许，建议使用狂犬病清洗设备和专用清洗剂对伤口内部进行冲洗。后用生理盐水冲洗伤口以避免肥皂液或其他清洗残留。犬伤清洗

流程:清水——专用清洗液——生理盐水犬伤狂犬病清洗消毒液冲洗器

（即犬动物咬伤清洗消毒液）清洗、消毒二合一，适用于被犬、猫等宠物抓咬伤后的皮肤创面狂犬病毒的清洗和消毒，使用方便。犬伤狂犬病清洗消毒液冲洗器

能灭活狂犬病毒降低狂犬病发病几率杀灭伤口常见致病菌防止感染，促进伤口愈合对人体安全无毒、无刺激作用