

特价~~有机消毒熏箱（50*45*70）

产品名称	特价~~有机消毒熏箱（50*45*70）
公司名称	姜堰市蓝天医用材料厂
价格	1200.00/件
规格参数	类别:清洗消毒
公司地址	中国 江苏 泰州市高港区 江苏省泰州市高港区白马镇陈家村50号
联系电话	861 0523 86185505 13814451505

产品详情

类别 清洗消毒

温控抽气消毒熏箱使用说明根据中华人民共和国卫生部下发第448号文件，实施关于医疗单位如何用甲醛进行消毒的规定。结合医疗单位严格消毒物件的有关规定，技术部针对性的进行技术改进，研制定做出了具有温控、抽气等功能的消毒熏箱。该产品全部采用美国(杜邦公司)、日本(三菱公司)进口材料制造，具有抗冲击力、重量轻、使用方便，消毒效果好等特点，经多家医疗机构使用后认可，现被推广使用。消毒箱的使用过程：1、首先要做好消毒物品的准备工作，将消毒物品放入熏箱内的抽屉内；同时将准备好的甲醛(每立方米/250ml)放置于最下层抽屉内，关好熏箱密封门。2、在倒入甲醛或水时，切不可泼出罐外，否则严重影响电热器的使用寿命和线短路麻烦。3、因为加热挥发性很快，要经常看到罐落内消耗情况勤加液体，千万不能使用罐内无液操作！有机玻璃消毒箱使用说明书熏箱可对不能煮沸、浸泡的高温灭菌物品或精密仪器进行灭菌消毒。具体消毒方法如下：1、首先要做好消毒物品的准备，将各种水流管、t型管、导尿管、各类羊肠线、引流袋、明胶海绵及电刀导线、低压骨砧头、喉腔镜、口镜、气管镜、腹腔镜、宫腔镜、胃肠镜，包括各种手术器械、介入室导管、b超室（探头）、病案室病历单及血压计、听诊器等……均按各种类型及大小进行整理放入抽屉内。2、将消毒剂配好之后[按熏箱体积每立方米配甲醛250ml、高锰酸甲（pp粉）10克]倒入熏箱最下层抽屉内，然后关好熏箱密封门熏蒸45分钟即可。最佳熏蒸时间为9~12小时。3、注意事项：（1）在物品消毒前首先必须将物品上的油污清洗干净，检查各种管道是否畅通。（2）熏蒸物品在消毒前必须进行分类，锐利的器械用纱布包裹，仪器的关节处要打开。（3）必须保护物品干燥，避免因潮湿而影响消毒效果。（4）要严格检查消毒熏箱的密封程度，不合格的应及时更换，我公司对出公司后的产品一律实行“三包”，在三年内确因质量问题我公司负责更新和修理。

联系方式：13814451505,15298384048