

外科专用清创机-开创了各种伤口/创面治疗的新时代

产品名称	外科专用清创机- 开创了各种伤口/创面治疗的新时代
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

外科专用清创机

清创机具有快速脉动压力清创和超声波清创及废液回收三位一体之功能选用56kpa安全水压和 40 ± 5 KHZ的超声波产生的空化效应、机械效应和[温热效应](#)，同时设备还有清洗液预热的功能。

快速压力清创将产生出脉冲压力水，使创伤组织表面在收缩和舒张之间有规律的反复交替出现，冲洗液中的水流气泡破裂产生的推力，将使夹杂在创面的污染物松动地被水流带走。通过冲洗液的多种物理联合作用可达到清除创面的异物，这种清创主要用于大面积开放性创伤。使用中冲洗枪的脉动压力水流在医务人员的操作下可以从任意角度针对性地冲洗创面，大大提高清创的速度和洁净度。

超声波清创是将清洗液产生空化效应，使得微水滴形成气泡 增大 破裂，产生出爆破力，当巨量连贯的微水滴形成连续气泡群，在气泡增大直至破裂过程中生成局域高密度的能量波，作用在溃疡组织表面并击碎之，但对于完好的组织却没有任何损伤，这种清创主要用于溃疡组织。两种方式的清创交替工作可使创面清理更加干净、快速。废液回收通过负压吸引，可边清创边回收清创废液，避免污染扩散使工作环境保持清洁。这种冲洗方法明显优于传统的[创面处理](#)方式，大大减少借助纱布擦拭的次数、减轻患者的痛苦，大面积冲洗速度快捷、方便、清创时间缩短，深度伤口也可得到清除，避免发生二次污染，固体杂物和液体污染一同被清除，冲洗后的污水容易回收、便于集中处理。

外科专用清创机不仅彻底清除坏死组织，而且对正常的组织无损伤，并能促进[肉芽组织](#)

生长，加快伤口愈合。该设备科技含量高且临床效果好，使用超声波清创机后能够缩短创面愈合时间，缩短患者住院时间，提升了床位的使用率，提高医务人员的工作效率，增加就诊率。多功能清创机开创了各种伤口/创面治疗的新时代；是各类感染伤口/创面及难愈合伤口患者的福音。被医学界誉为新世纪设备。