

液体加温柜FYL-YS-430L液体保温柜2-48 液体保温箱

产品名称	液体加温柜FYL-YS-430L液体保温柜2-48 液体保温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	72930.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

液体加温柜FYL-YS-430L液体保温柜2-48 液体保温箱公司说明-

北京福意电器集十几年的精湛及经验，以高起点和丰富的资源优势售后于用户。始终坚持“质量赢得市场，诚信铸就品牌”的经营理念，不断引进 优异的经营、检验设备，吸纳科技英才，并设立严谨的管理制度，使人力物力资源得以优化配置，发挥优良大的组合效应。

液体加温柜FYL-YS-430L液体保温柜2-48 液体保温箱产品参数：

液体加温柜FYL-YS-430L液体保温柜2-48 液体保温箱使用说明：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

液体加温柜FYL-YS-430L液体保温柜2-48 液体保温箱相关-术中低体温对患者恢复期的影响进行探讨。方法选取48例全麻开腹手术患者48例，随机分为对照组和观察组，对照组24例，进行常规手术，术中肛温在34.3~35.6 之间；观察组24例，术中注意保温，加强护理干预。对两组患者术中和术后血压、心率、肛温、拔管时间、清醒时间等观察指标进行观察。结果对照组与观察组比较，对照组患者引流增多，血压增高，心率、寒颤加，躁动发生率增高，清醒有延迟。结论术中低体温对患者恢复期的影响较大，输液液体和冲洗液应加温，应在术中加强对患者体温监测，以使患者手术期间的体温得以保持在合理水准，以减少对恢复期的影响。液体加温柜FYL-YS-430L液体保温柜2-48 液体保温箱