

冬季皮肤干燥用微量元素分析仪检测是否缺乏微量元素呀

产品名称	冬季皮肤干燥用微量元素分析仪检测是否缺乏微量元素呀
公司名称	山东国康生物技术有限公司
价格	30080.30/台
规格参数	品牌:山东国康 型号:GK-1 产地:山东枣庄
公司地址	枣庄市峄城区经济开发区解放南路10号(峄城总部经济中心8228室)
联系电话	4000025753 13616329251

产品详情

[微量元素分析仪分体机](#)

分体机：主机、电脑分别置于台面上

三电极系统

计算机电脑（选配）

[微量元素分析仪分体机](#)技术参数

检测微量元素：锌、铁、钙、镁、铜、铅、镉等常规元素，可根据用户需求扩展

样品：可检测全血、血清、头发、尿液、精液等样品

多元素同测技术：锌、铁、钙、镁、铜同步测量，其他元素一起测量

蛋白沉淀技术：避免了样品中的蛋白质等有机物对测量结果的影响

汞回流控制技术：解决了封汞电极毛细管的汞回流问题，解决毛细管堵塞的问题

采用电位溶出波形二次微分技术，有效提高测定灵敏度软件可自动寻峰，避免了手动寻峰对测量结果的影响

自动化功能：自动校正、自动定标、自动测定

自动定标：传感器处理过程和仪器检测过程中可及时快捷地校正仪器

防污染措施：采用封闭检测。血样品无需处理，直接上机检测。

系统支持：支持在线升级；支持实验室 L I S 系统。

[微量元素分析仪分体机](#)品牌优势

同测技术 杜绝手动繁琐步骤 傻瓜式操作

1/ 微量元素检测仪性能非常稳定

2/ 仪器操作简便，采用复合试剂，多元素同步检测；

3/ 样品无需处理，采血直接上机检测，三分钟内出结果；

4/ 采用标准物质定标，保证测量结果的准确性；

5/ 采用单人试剂盒，样品无需处理，血样滴入直接上机测试，不需要量杯转换和滴入辅助试剂，大大减少了交叉污染，提高结果的准确度（可选配）；

6/ 采用胶体免维护电极，非消耗电极，极大增强了仪器的稳定性和可靠性；

7/ 采用高准确度进口毛细血管，提高汞滴大小均匀度问题，保证测量重复性。