

广西Stryker史塞克TPSPlus小骨动力主机维修周期

产品名称	广西Stryker史塞克TPSPlus小骨动力主机维修周期
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	维修品牌1:美敦力、史托斯等 维修品牌2:蛇牌、狼牌等 维修品牌3:史塞克、林弗泰克等
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

广西Stryker史塞克TPSPlus小骨动力主机维修周期Stryker史塞克TPSPlus小骨动力主机维修周期

广州云启设备有限公司的动力系统维修，常见的维修品牌：MEDTRONIC美敦力、STRYKER史赛克、SMITH&WOLF狼牌、STORZ史托斯、AESCULAP蛇牌、Bien-Air彼岸、ALCON爱尔康、NOUVAG诺瓦格、Arthrex锐适手系统常见故障：手柄无法转动、转动速度过慢、温度过热、声音异响等，主要为手柄电机进水引起生锈及电构，多为进水引起零件损坏。电缆线故障，多为接触不良，造成内阻变大、氧化、外皮破裂、线缆接口故障引制部分损坏。

广西Stryker史塞克TPSPlus小骨动力主机维修周期

广州云启设备有限公司针对动力系统维修服务，可以维修的林福泰克动力系统。服务项目有：动力主机、脚踏型号有PRO2000主机、D3000主机维修、主机E9000维修、C982手柄C9826手、C9840动力手柄、D982手柄D992手、PRO6202M电池骨钻、PRO6300M电池骨锯PRO6400电动骨锯往复锯、MC5057电缆线、E9005刨削系统5067-01刨削系统、PRO6175电动骨锯、PRO5400M电动骨锯、PRO5032电动骨锯

广西Stryker史塞克TPSPlus小骨动力主机维修周期广西Stryker史塞克TPSPlus小骨动力主机维修周期

动力手柄使用保养注意：1、平时使用，请按正规步骤拆装；2、手柄在使用中应采用正确手势，应垂直使用，手术中，应将各种手柄平放或斜放，防止血液等倒流入手柄内。马达、手柄禁止任何液体进入！血液进入手柄可转动组件用清洗液仔细清洗、注意腔隙，清洗后擦干，轴节处涂保护油防锈。5、使用完毕，及时清洗消毒。清洗消毒中，必须防止各部件的碰撞变形！动作轻！

[安徽Stryker史塞克脚踏维修咨询](#)