

福意联干式恒温箱FYL-YS-281L科液体加温

产品名称	福意联干式恒温箱FYL-YS-281L科液体加温
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	74069.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

福意联干式恒温箱FYL-YS-281L科液体加温公司说明-

北京福意电器有限公司是业从事恒温冷藏保存设备的、经营、销售和售后的企业。现已发展成为恒温冷藏箱设备制造商，销售与客户售后网点遍布。公司经营各类医疗恒温箱、干燥柜、医疗加温箱、手术室保温柜保冷柜、实验室冰箱、-20 冰箱、车载冷藏箱等设备，广泛应用于医疗、农业、卫生、科研、食品化工等单位。公司坚持走科技兴业的道路，拥有一支强大的队伍，得到多家高等院校和科研单位的优良。

福意联干式恒温箱FYL-YS-281L科液体加温产品参数：

福意联干式恒温箱FYL-YS-281L科液体加温使用说明：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

福意联干式恒温箱FYL-YS-281L科液体加温相关-

手术患者术中体温变化,总结保持术中低体温的护理经验.方法 将78例手术患者随机分为观察组和对照组,每组39例,观察组将术中输注液体和冲洗液体加温至37℃;对照组液体不采用加温措施.观察术中体温变化幅度、术中不良反应.结果 观察组术中体温变化幅度明显小于对照组,差异有统计学意义($P < 0.05$);两组在术中均未出现明显不良反应,差异无统计学意义($P > 0.05$).结论 采取加温术中液体的方式可保持手术患者术中体温的平稳,安全,为成功完成手术提供了有力保障.福意联干式恒温箱FYL-YS-281L科液体加温