

药剂科甘露醇恒温箱FYL-YS-281L甘露醇溶解箱

产品名称	药剂科甘露醇恒温箱FYL-YS-281L甘露醇溶解箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	68674.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

药剂科甘露醇恒温箱FYL-YS-281L甘露醇溶解箱公司说明-

北京福意电器有限公司经过多年积累，拥有业的销售、及售后人员、优良的企业管理平台、遍布的业采购贸易网络，以及良好的商业信誉。我们一直坚持以人为本，以诚信为基础，售后于新老客户。

药剂科甘露醇恒温箱FYL-YS-281L甘露醇溶解箱产品参数：

药剂科甘露醇恒温箱FYL-YS-281L甘露醇溶解箱使用说明：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

药剂科甘露醇恒温箱FYL-YS-281L甘露醇溶解箱相关-体温过低时，将导致周围血管收缩、静脉瘀滞，循环血量减少、组织缺血缺氧，进而造成组织糖酵解途径增加，乳酸堆积，重则形成深静脉血栓，引发一系列并发症。当体温达到34度时，还会加速小动脉和小静脉的血栓形成。低体温会降低外周血单核细胞分泌细胞因子的活性，抑制中性粒细胞的氧化杀伤作用，减少多核白细胞向感染部位的移动，从而导致

免疫力降低，细菌移位，出现感染症状。此外，低温可抑制的活性，使血小板数量减少、功能受到抑制，并且激活纤维蛋白溶解系统，从而导致-时间延长，增加患者术中的-量和对输血的要求。严重低温甚至可导致DIC。一般来说，预防纠正低体温措施简单，并且效果显著。先，医生要了解低体温的诱因，对症处理。对于接台手术，要为患者补充够的能量，对于存在基础疾病的老年患者，尤其要更加注意这点。其次，我们应该控制手术室温度。有研究表明，将手术室温度统一调至25，相对湿度调至50%~60%，可以明显降低术中低体温的发生，但由于对穿着厚厚手术衣的术者来说，这样的温度相对较高。因此，在手术室优良适温度到底是多少这个问题上，家尚未取得一致的意见。为了解决这个问题，我们可以为患者单独建立温度微环境：利用隔热毯、隔热垫、手术辅料加温（被服加温、手术器械加温）。另一个方法，就是为患者体内加温，利用恒温加热设备对输注、冲洗的液体进行加热，但是这个方法不适用于和蛋白制品。目前，各大医院都采用对于术中辅助物品，进行加热的方法来预防低体温症的发生，对于医务工作者来说，这个方法是优良方便快捷且安全的。现在隔热毯使用较少，因为存在很大的安全隐患，取而代之的是将术中所要使用的被服进行加温，安全。药剂科甘露醇恒温箱FYL-YS-281L甘露醇溶解箱