

# 茶叶质量检测乌龙茶怎么检验？

产品名称	茶叶质量检测乌龙茶怎么检验？
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	乌龙茶检验:茶叶质量检测 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

### 检测概述

茶叶质量检测是评审茶叶品质的重要方法，茶叶检测可从生产过程，茶叶色香味及添加剂，储藏方式等多个方面进行茶叶质量测试。对于茶叶的品质评判，在不同的时期和地域，有不同的要求和标准。由于茶叶已经成为全球贸易化中有广泛流通性的农产品，从生产国到消费国，茶叶遍及了全球的每一个地区。作为判定质量的依据，并有针对性地满足贸易的需要，各国及国际组织发布了一系列的生产规程、产品及检验方法标准。茶叶检测范围包含：  
绿茶类、红茶类、青茶（乌龙茶）类、白茶类、黄茶类、黑茶类、花草茶、其他等。

### 检测项目及依据标准

检测项目	检测方法
绿茶	
水分	GB/T 8304-2013 (法)
总灰分	GB/T 8306-2013
碎末茶	GB/T 8311-2013
粉末	GB/T 8311-2013
水浸出物	GB/T 8305-2013
粗纤维	GB/T 8310-2013
酸不溶性灰分	GB/T 8308-2013
水溶性灰分占总灰分质量分数	GB/T 8307-2013

水溶性灰分碱度

GB/T 8309-2013

红茶

水分

GB/T 8304-2013 (法)

总灰分

GB/T 8306-2013

粉末

GB/T 8311-2013

水浸出物

GB/T 8305-2013

水溶性灰分

GB/T 8307-2013

水溶性灰分碱度

GB/T 8309-2013

酸不溶性灰分

GB/T 8308-2013

粗纤维

GB/T 8310-2013

普洱茶

水分

GB/T 8304-2013 (法)

总灰分

GB/T 8306-2013

粉末

GB/T 8311-2013

水浸出物

GB/T 8305-2013

茶多酚

GB/T 8313-2008

粗纤维

GB/T 8310-2013

铅

GB 5009.12-2010

大肠菌群

GB/T 4789.21-2003、GB 4789.1-2010、GB 4789.3-2010

志贺氏菌

GB/T 4789.21-2003、GB 4789.1-2010、GB 4789.5-2012

金黄色葡萄球菌

GB/T 4789.21-2003、GB 4789.1-2010、GB 4789.10-2010

溶血性链球菌

GB/T 4789.21-2003、GB 4789.11-2014