

# 胶体金诊断卡组装机 组装机 威海蓝威电子

产品名称	胶体金诊断卡组装机 组装机 威海蓝威电子
公司名称	威海蓝威电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市火炬高技术产业开发区沈阳路-108号创新大厦232室
联系电话	15318276666 15318276666

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：威海蓝威电子科技有限公司

### 组装机为您普及测试卡的使用方法

很多人在使用产品的时候都造成方法不正确而导致无效~今天小编给大家普及一下试纸的正确使用方法，胶体金诊断卡组装机，亲们使用时候一定要正确使用，才不会影响结果！

#### 检验方法(以库尔集团产品举例)

- 1.撕开铝塑袋，取出试纸。
- 2.依据型号进行操作（尿液不得直接浸湿观察区）。
  - 2.1条型:将试纸白色一端浸入尿液中(液面不得超过横线)保持10秒钟;
  - 2.2卡型:直接将尿液滴至加样孔，组装机，约2-3滴;
  - 2.3笔型:直接将尿液淋至加样区，保持5-10秒钟。
- 3.将试纸平放1分钟，全自动组装机，等待红色条带出现。
- 4.5分钟内观察结果，5分钟后判读无效。

体外诊断卡全自动组装机器人全系列（软、硬件）均为我司自主研发与制作，是集自动上料、切条、组装、检测、下料、包装于一体的智能型机器人，自投入市场以来，组装机报价，受到广大客户一致好评：、精度高、运行稳定、操作简单、维护方便.....

体外诊断卡全自动组装机器人LW-2000系列特点：

1、操作简单：机器在运转过程中，全程由1人值守。主要看守上、下盖物料的添加，以及观察各个工位运转情况。

2、运行稳定：经过多次的试验和改进，减少了繁琐的工序，机器的结构更简单、更优化。

体外检测是现代疾病与健康管理不可或缺的工具，通常情况下被人们誉为医生的“眼睛”。但是，由于国内体外检测发展起步较晚，相对于国外成熟市场，呈现出基数小、竞争力弱的特点，迫切的需要急速崛起以应对体外检测的市场需求。

体外诊断卡全自动组装机器人全系列（软、硬件）均为我司自主研发与制作，是集自动上料、切条、组装、检测、下料、包装于一体的智能型机器人，自投入市场以来，受到广大客户一致好评：、精度高、运行稳定、操作简单、维护方便.....

现代生化诊断需要检测系统，检测试剂和校准器组成检测系统，实现检测的自动化和管道。在生化检测试剂方面，经过多年的发展，中国企业的产品质量水平和自主能力得到了显著提高。通过诊断产品的可追溯性，提高了测试结果的准确性，一致性和可比性，改善了进口替代的空间。随着国内试剂的不断扩大，在中国的生化试剂领域占据了50%以上的份额。目前，国内生化试剂市场的主要市场参与者包括科华生物，九强生物和复星长征。在生化检测仪器方面，由于技术壁垒较大，大型生化分析仪基本上被国外品牌垄断，国内企业只涉及生化仪器的低端领域。目前，日立，贝克曼和西门子等国外品牌仍占据大部分市场份额。其中，日立在中国的生化分析仪市场份额达到35%，其次是贝克曼，占市场份额的30%。

威海蓝威电子科技有限公司位于山东威海，是一个朝气蓬勃、富有的年轻的高新技术企业。公司致力于智能化工厂、非标自动化设备、图像传感检测系统、机器人及相关应用产品的（软、硬件）自主研发、设计、生产制造；以及为客户提供量身定制的自动化解决方案。公司本着诚信经营、客户至上的经营理念，现已成为该地区的自动化科技企业，并得到广大客户的认可。

胶体金诊断卡组装机-组装机-威海蓝威电子由威海蓝威电子科技有限公司提供。胶体金诊断卡组装机-组装机-威海蓝威电子是威海蓝威电子科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。

