

多用途医恒温箱加温箱手术室保温柜透析液加温箱

产品名称	多用途医恒温箱加温箱手术室保温柜透析液加温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	7799.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

?多用途医恒温箱加温箱手术室保温柜透析液加温箱产品说明-

北京“福意联”公司业经营各种规格的：手术室液体加温箱，主要用于手术室、ICU、急诊室、妇产科或其他相关场所。将冷藏或室温下的血液、血制品、药液、营养液或冲洗液加温到37度，再给患者使用，可以防止低温症，减少危险因素和降低如下并发症：伤口感染，凝血障碍，心脏疾患，发病率，死亡率，从而降低医疗事故的发生率。

多用途医恒温箱加温箱手术室保温柜透析液加温箱产品参数：

【型号】FYL-YS-138L【输入电压】AC220V
【制冷功率】85W【加热功率】170W【恒定温度】4-38 【净重】40kg【外形尺寸】540x545x833mm【容积】138L【产品颜色】蓝白色

1.内置微电脑数控系统、温度数字显示、触摸式LED液晶显示屏、温度在4~38度之间任意调控且恒定。2.温度控制系统及制冷、加热系统的合理匹配，在-10~38环境温度下仍能够保持箱内温度均匀稳定。3.噪音设计：噪音低于39dB(A)，压缩机制冷。4.采用风冷式结构设计，合理的风循环系统，箱体控温精度高。5.箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，合理设计蒸发qi，有效增大制冷面积，提高降温速度。6.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。7.低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带，适合电压不稳定地区。8.双安全门锁设计，照明灯设计、透明保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。9.ptc陶瓷复合加热，加热速度，升温均衡。10.箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架3个5、钥匙2把

多用途医恒温箱加温箱手术室保温柜透析液加温箱使用说明：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

多用途医恒温箱加温箱手术室保温柜透析液加温箱相关-加温后液体复苏对严重创伤患者预后的影响 对伤情严重且复杂的多发伤患者常需紧急手术止血和容量复苏,但仍有一定的死亡率发生.影响其预后的因素有很多,而低体温已被认为是严重创伤患者不良预后的优良危险因素[1],尤其在冬季,创伤手术患者更容易发生低体温,而及时有效的保温措施在紧急抢救此类患者中常容易被忽视.笔者对一些严重创伤失血手术患者在进行容量复苏时给予加温处理,以防止其体温的下降,并对其预后进行了观察. 多用途医恒温箱加温箱 手术室保温柜透析液加温箱