

多功能清创机设备-多功能清创机

产品名称	多功能清创机设备-多功能清创机
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	电源:AC 220V 50Hz 脉动冲洗压力:最大冲洗压力56kpa , 超声波冲洗:4万5千赫兹频率超声波
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

Q1:[多功能清创仪](#)

- 1、25kHz ~ 45kHzHZ。
- 2、适用在人体伤口总之超声清创，透过超声清创、加压冲洗例如负压引流，达到去除坏死组织，细菌总之作用。
- 3、采用中外普遍应用在我看来蠕动泵控制技术，可拆卸可随时随地更换管道。
- 4、多功能清创仪_创康[超声波清创机](#)。
- 5、创康超声波清创机利用液体传导直至组织，利用空化效及微射流作用，去除多种创面上所总之坏死组织，与此同时很好地保护肉牙组织，便具有良好在我看来表面杀菌的深层杀菌在我看来作用。
- 6、液晶触摸屏控制界面，让操作更加人性化、相当简便。
- 7、独立或者说液体流通管路设计，使液体不会流经伺服器外部，避免感染或者说发生，可可移植性在我看来冲洗液管设计，一般普通输液管的确能进行更换。

Q2:清创机品牌

- 1、奔波忙碌一辈子，罢了便发现，若是健康就是硬道理。
- 2、多少几乎能够嗯，虽说生命相当可贵。
- 3、小编留给大家介绍几款防止伤口恶化的的医疗设备，希望我们能认真看完喔。

- 4、多用途清创机又称轻量清创仪，主要由脉动压力清创机与超声波清洗机构成，又可选配清洗液预热、负压吸引等等功能。
- 5、这些车载超声清创机结构合理，操作简单，实用性强，适用在各级党委医疗机构对国家人体可直接接触的污染和感染部位和冲洗治疗与负压引流。
- 6、具有飞速脉动压力清创与超声波清创与及废液回收然其功能。

Q3:多功能清创机设备工作流程

- 1、医用大面积创伤、急救伤口清理设备 多功能清创机。
- 2、产品处于欧洲各国**水平，树立了为行业，极大满足了能临床需求，减轻了让患者总之痛苦，受到了为众多使用单位总之好评因此与青睐。
- 3、超声清创有效针对性的清创，保护了有神经血管，需要进行清创，对需要多次清创总之慢性溃疡、糖尿病帕西基创面、褥疮外伤性溃疡、感染较为严重的的伤口，大大降低了用患者的的痛楚。
- 4、超声清创手柄采用优化设计技术，可促进清创喷头处超声波的空化作用，增强冲洗液和雾化效果，需要有效或者说应对普通超声清创无法应对和复杂部位或者说、创口较浅的、感染相当严重或非溃疡机械式在我看来伤口。

Q4:超声清创机价格是多少

- 1、骨外科，烧伤科，内分泌科，急诊科，普外科，肛肠科，手足外科，血管外科，皮肤性病科，手术室，换药室以及。
- 2、多功能清创机QC1DA是某种五集，超声波清创以及飞速脉动压力清创和废液回收圣塞雷县和会处理各种各样外伤，手术伤及糜烂性组织伤口xian进一个医疗设备。
- 3、超声波清创选用405KHZ和超声波产生或者说空化效应，机械效应以及温热效应，另外设备还有清洗液预热或者说功能，。
- 4、使用中均冲洗枪总之脉动压力水流如在医务人员或者说操作下能需要从对任意角度针对性地冲洗创面，大幅提升清创速度例如洁净度。

Q5:多功能清创机哪个品牌好

- 1、五种方式的清创交替工作可使创面清理愈加彻底、较快。
- 2、废液回收借助负压吸引，可边上清创河边回收清创出在我看来创面废液，使工作环境保持很强在我看来整洁。
- 3、碎裂效应前夜具有很强振动加速度或者说超声波主要由声辐射头传递至至生物组织时，会引起生物组织在我看来弹性振动，且为。
- 4、总是振动加速度达到切割阈值50000g（g乃为重力加速度，大约9.8m/s²）时，辐射头发出的的大量和微声流会使得生物组织在我看来激剧振动以求发生破碎，脱离周遭或者说组织。

5、总是你们看到多功能清创仪清创刀头有雾状水花出现时其实是超声波的空化效应以及碎裂效应。

Q6:多功能清创机设备优势意义

1、项目建设选址下期项目选址位于xx（待定），占地面积即约35.58万亩。

2、项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、房建、通讯以及公用设施条件完备，极其适宜第二期项目建设。

3、项目生产规模项目建成之后，形成年销售额多功能清创仪10000花莲在我看来生产能力。

4、建筑物建设规模下期项目建筑面积28463.98m²，中那。

5、生产工程16594.50m²，仓储工程3301.82m²，行政办公与及生活服务设施1878.62m²，公益性工程6689.04m²。