

# 邦尼医用高分子夹板

产品名称	邦尼医用高分子夹板
公司名称	江苏西臣奥勒医疗科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	建湖民营科技创业园4号路88号
联系电话	0515-86165161 18352088531

## 产品详情

之前医院都使用石膏作为材料进行固定，高分子夹板是更为的换代产品，相对于传统的石膏更加轻便，硬化速度更快，X光透射更加清晰，的透气性可以给患者更好的体验。

我们的高分子夹板由三层材料所组成，最上层采用较薄的无纺布，中间层由7-8层玻璃纤维或者聚酯纤维构成，最下层，也就是贴合皮肤的那一层由较厚的无纺布构成，上下两层无纺布厚度不同的原因是，聚氨酯和水发生反应时会微微发热，如果无纺布过薄会让敏感皮肤的人略有不适，所以我们特意设计成厚的以此来获得更好的用户体验。

刚才提到高分子夹板的固定主要依靠聚氨酯胶和水进行反应，逐渐硬化，以此起到固定作用，胶的好坏决定着产品的固化效果和需要的时间，我们采用的胶由韩、德、中三国合作研发，对比市面上常规产品自然有着更的产品表现。

我们的产品操作上也相对便捷，首先先将夹板浸入常温水中4-8秒，随后去除多余水分，将夹板内侧厚的无纺布层紧贴皮肤，后只需要由纱布绷带做后固定即可完成。