

# 医用高分子软绷带

产品名称	医用高分子软绷带
公司名称	江苏西臣奥勒医疗科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	建湖民营科技创业园4号路88号
联系电话	0515-86165161 18352088531

## 产品详情

医用高分子软绷带在国外医疗使用较为常见，软绷带独有的材料特性临床上主要用于患者骨折恢复功能锻炼或软组织损伤部位的外固定。与高分子绷带和高分子夹板的区别在于，软绷带在固定后，患部可以有适当的活动范围，利于患部功能锻炼，加快恢复的同时，防止二次损伤。目前临床对该范围的处理只局限于各个医生的“土办法”，没有的产品提供服务。

医用高分子软绷带与高分子绷带类似，材料上采用玻璃纤维或者聚酯纤维，硬化原理主要通过聚氨酯胶和水发生反应进行硬化，使用时先用棉垫内衬将部位固定，随后将绷带浸入常温水中4-8秒，甩出多余水分，缠绕至需要固定的位置重叠6-8圈（圈数医生可以根据患者状况及需求自由选择），约8-15分钟开始固化。

高分子软绷带的材料特性倾向于保护的同时提供大可能的舒适性，对我国临床目前推进舒适化医疗提供更加完善的服务。