

# 安徽饲料添加剂吡啶甲酸铬检测

产品名称	安徽饲料添加剂吡啶甲酸铬检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测范围:第三方检测 周期:7-10天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

## 产品详情

饲料添加剂是指为满足特殊需要而加入饲料中的少量或微量营养性或非营养性物质。按功能不同，分为营养性和非营养性添加剂两大类。

营养性添加剂包括氨基酸、维生素、矿物质三类。猪所必需的氨基酸有10种，常用饲料容易缺乏的有赖氨酸、蛋氨酸、色氨酸3种，称之为限制性氨基酸。农户养猪常以谷物、糠麸、饼粕作配合饲料的原料。谷物含蛋白质低，可消化能量物质高，属能量饲料。饼粕类粗蛋白含量在34%以上，属蛋白质饲料。以棉籽饼、菜籽饼作蛋白质饲料时，赖氨酸是限制性氨基酸，添加合成赖氨酸效果好，添加量为0.1%~0.2%。以豆饼、鱼粉作蛋白质饲料时，氨基酸较平衡，在用量充足时可不添加氨基酸；若用量较少，要适当添加赖氨酸、蛋氨酸。

饲料添加剂、氨基酸、维生素蛋白质实验室检测设备大全

酸度计测pH值

2.电导率仪测电解质溶液电导率值

3.液相色谱仪定性、定量分析

4.气相色谱仪定性、定量分析

5.永停滴定仪酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定

6.紫外—可见分光光度计测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度，定量分析

7.旋转蒸发仪

- 8.原子吸收分光光度计根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析
- 9.马弗炉
- 10.卡尔费休水份仪测定含水量的仪器
- 11.分子筛测固体农药目数用
- 12.微量水份测定仪检测农药中的微量水份
- 13.水浴锅温控加热用
- 14.电加热套装置快速加热分析用
- 15.气质联用仪，液质联用仪中物质的定性定量分析
- 16.甲醛测定仪测空气中甲醛气体的含量
- 17.农药残留测定仪定性测定农药残留成份
- 18.原子荧光仪定量测农药中重金属