

犬伤冲洗设备哪家临床效果好？

产品名称	犬伤冲洗设备哪家临床效果好？
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

犬伤冲洗设备

外伤、抢救、手术治疗水准的提升是避免病人并发症、病发症的重要因素之一。犬咬到创面机有一种治疗各种各样创伤及手术伤口*为的专用工具，与传统式手工制作对比，它具备高效率、省时、省劲、省原材料成本费等特性。

- 1、省时安全性：犬咬到创面机取代传统式棉球蘸消毒液、酒精擦拭等方法，管道放置设备外界，没有环境污染，不用消毒杀菌。
- 2、犬咬到创面机应用领域广：适用全部开放式创伤、烂掉机构及其全部的溃烂等的创口的创面，清理完全、痊愈快。
- 3、犬伤创面机选用脉冲工作压力技术性，应用特别制作枪嘴，选用无菌检测包装的-犬清TM-弱碱性肌肤黏消毒剂，根据自动化技术管理程序自动式进行高膜规范的犬伤清洗处理。
- 4、诊疗犬伤创面机科学合理的处理能合理降低伤患伤口病毒数量，提高狂犬病毒防止实效性；以符合实际国家规定的处理程序流程合理确保犬伤的利益，避开诊疗风险性，防止医患纠纷；的清洗创面机器设备可明显减少对处理水准的规定，缓解处理工作人员的作业压力。设计方案让工作人员应用起来更为游刃有余。
- 5、自动式自动控制系统：全套自动控制系统以我国标准为架构，以伤患的安全性为总体目标，同过精确的操纵，一键打开就可以全自动进行一次规范的犬伤清洗步骤，乃至轻微伤患彻底可轻轻松松进行自助式清洗。全部清洗全过程中温度、压力、犬清TM 消毒剂与冷水的更替、盐水的*后清洗及其完毕时的发票打印出等全是自动式进行，不用做别的一切实际操作！对于受伤患、大规模撕破伤患等独有手动式作用，工作人员可依据具体情况挑选的清洗方法（手动式方式一样有程序流程輔助，巨大减少医务人员工作中压力）。
- 6、高频率脉冲灌冲：工作压力管口融合间断性的很多小水泡一瞬间崩裂的冲击性，一同的作用在清洗创口，使伤口机构规律性的收拢左室，可使创口间隙中的粉碎机构、残渣、病毒感染、病菌被滚动冲破，

与此同时明显减少病人疼痛阈值，不毁坏身心健康机构，清洗工作中安全性高效率。

注：脉冲压力压强56kPa,频率每分900~1800次，安全性迅速，不容易导致创面位置组织水肿”

7、多用途清洗枪：与此同时枪嘴摇杆带无线网络自动开关，枪离不了手随时随地调整压力。为了更好地对于不一样种类的伤口，尤其研制开发了多种多样情景的特别制作枪嘴，以确保犬伤创面清洗的可靠高效率。例如对于大规模撕破伤独有扇面画枪嘴；对于张口小，外伤深的创口有细致枪嘴可对深创口做完全注浆清洗等。

8、犬清弱碱性清理消毒液：带有二癸基二甲基氯铵、葡萄糖酸氯己定、表层活性成份等，高效率消毒，无刺激性、8钟头高效抗菌与此同时推动创口迅速痊愈，合理减少犬伤高并发感染和继发病菌患病率。