

美国Hoggan FET3 肌力测试与关节活动度计

产品名称	美国Hoggan FET3 肌力测试与关节活动度计
公司名称	广州维度体育器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区黄村东路35号B区407房
联系电话	020-82584086 13422360564

产品详情

产品特点

- 1.本产品是市场上能够同时精确、科学的进行肌力和脊椎关节角度测试并得出数值的双功能评估设备，测试结果可储存在机器内，可储存近30次测试数据，数据可通过蓝牙传输到电脑终端。
- 2.产品符合人体工学设计，适合使用者手型、质量轻。
- 3.可从多个平面来测试肌肉力量，可测量肩、肘、腕、髌、膝、踝、手指、脚趾及躯干在各种运动方式下的肌肉力量值。
- 4.肌力测试采用双阈值设定，根据肌肉类别，选择不同的阈值进行测定。
- 5.精确测量颈椎、胸椎、腰椎的各种弯曲、侧屈和旋转的角度，仪器自身设计了修正脊椎代偿的角度。
- 6.实时显示测试数据，并配有语音指导。
- 7.脊椎活动度测试配有使用方法示意图。
- 8.利用肌力测试软件，可进行健患侧、左右侧、康复前后的力量对比。
- 9.活动度量角器测试精度到1度，肌肉测力计精度到0.1磅；活动范围：0-360度，增幅0.1度。
- 10.三种肌力测试触垫-板型、弧形和指型。

软件（选配）

- 1.本产品所附的软件可以通过蓝牙将测试结果传输，存储到电脑。

2.利用肌力测试软件，可进行健患侧、左右侧、康复前后的力量对比。

3.利用肌力测试软件，可准确记录测量过程中每个瞬间的肌力值。

4.自动评估测试有效性。

5.脊柱活动度配有语音指导。

技术参数

1.重量：1磅；电压：9V碱性电池；控键：Reset，MT/THRESH，INCL

2.运行温度：11-33 ° C；湿度：10-40%非冷凝；负荷容量：200lbs

3.肌力测试范围：低阈值---0.8lbs到200lbs，增幅0.2lbs；高阈值---3lbs到200lbs，增幅0.1lbs

4.活动范围：0-360度，增幅0.1度

设备配置：

1. MicroFET3 主机一个

2. 弧形触垫一个、板型触垫一个、指型触垫一个

3. 肌力测试姿势图一张、关节活动度姿势图三张（胸椎/颈椎/腰椎）

4. 上身测试记录表1本、下身测试记录表1本

5. 腰椎，胸椎，颈椎关节活动度测试表（各1本）

6. 产品保修卡一张、校准证书一张

7. 无线USB接收器、中文说明书一本、英文说明书一本、软件安装盘一张、手提箱一个