

干扰素 2a融合蛋白注射液Ic期药品冰柜

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 干扰素 2a融合蛋白注射液Ic期药品冰柜 |
| 公司名称 | 北京福意联医疗设备有限责任公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京东城区银河soho |
| 联系电话 | 010-63331059 13910591117 |

产品详情

干扰素 2a融合蛋白注射液Ic期药品冰柜

干扰素 2a融合蛋白注射液Ic期药品冰柜

福意联企业作为恒温冷藏设备供应商，具有较强的团队及水平。供应：恒温存储设备、实验室低温冷藏设备、低温冷链运输设备及化工用设备等。尤其在各大实验室、科研单位的使用上，为相关单位解决了很多在恒温域内的实际问题

【商品型号】 FYL-YS-1028L【商品电压】 AC220V【商品重量】 296kg【外部尺寸】 1607×680×2115mm【内部尺寸】 1160×585×1575mm【商品容量】 1028L【所属类别】 医疗恒温系列【额定频率】 50Hz【温度范围】 2-48度【额定输入功率】 360W【颜色】 蓝色

。北京福意电器有限公司是致力于医用实验室行业的业化营销企业，公司汇集了一大批高技术科研人员，销售队伍和服务团队，始终坚持以诚为本，以质为主的宗旨，凭借认真严谨的科研态度，坚实的技术力量，稳健的发展战略，在行业内树立了坚实的品牌基础-----

-----干扰素 2a融合蛋白注射液Ic期药品冰柜用途 用于科学研究、医辽制药、生物细胞等制品、航天、电子元件、电工、冷加工处理、化工材料、远洋渔业等特殊材料的速冻及低温实验或低温冷藏储存-----

干扰素 2a融合蛋白注射液Ic期药品冰柜参数：干扰素 2a融合蛋白注射液Ic期药品冰柜介绍 外壳表面进行防静电、防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度；箱内采用风道设计和循环系统设计，气流方向更加合理；温度均匀恒温无死角；制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。福意联拥有恒温系列（2-8 ,4-38 ,2-48 ,37 ,0-100）等各温度段的系列产品；制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角，内置微电脑数控系统，温度数字显示，可通过调节LED面板，温度每度恒温可调内部强制风冷系统，业

风道设计，确保箱内温度均匀稳钢丝浸塑可调节搁架，便于存取操作，易于清洗。（具体信息请根据机型选择）。福意联公司将不断提高产品品质，不断提高服务质量，为实验人员创造好的工作条件和设备，为的科技现代化，福意联公司贡献一份力量。公司产品有，-20 冰箱，恒温培养箱，干燥柜，实验室冰箱，车载冷藏箱，转运箱，医用液体加温箱，手术室保温柜保冷柜