

## 颗粒饲料水分含量化验、饲料农兽药残留检测

产品名称	颗粒饲料水分含量化验、饲料农兽药残留检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	600.00/件
规格参数	周期:7-10天 属于行业:检测服务 检测类型:性能检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

### 产品详情

检测项目包括感官指标、理化指标、微生物指标、卫生指标、其他指标等。

感官指标：色泽、气味、滋味、硬度，粘稠性，状态，杂质检测、混合均匀度测定等。理化指标：水分、PH值、酸价测定、过氧化值、粗蛋白质、粗灰分、粗脂肪检测、粗纤维检测、氯化物测定、脂肪酸检测、检测、钙含量、溶解度检测、磷含量、营养成分检测、元素含量、挥发性盐基氮等。

微生物指标：菌落总数、大肠菌群、霉菌检测和酵母菌、致病菌检测、商业无菌检测等。卫生指标：重金属检测、饲料添加剂检测、农兽药残留检测、检测、玉米赤霉烯酮检测、呕吐检测、黄曲霉检测、组胺检测、生物胺检测、多磷酸盐、动物源性检测等。

其他指标：成分含量检测、指标检测、成分分析、配方还原等。猪饲料检测标准：GB 13078-2017

《饲料卫生标准》、GB/T 6435-2014《饲料中水分的测定》、GB/T 6438-2007

《饲料中粗灰分的测定》、GB/T 6434-2006《饲料中粗纤维的含量测定 过滤法》、GB/T 18246-2000

《饲料中的测定》、GB/T 18246-2000《饲料中的测定》、GB/T 13079-2006《饲料中总的测定》、GB/T 5918-2008《饲料产品混合均匀度的测定》、GB/T 6436-2018《饲料中钙的测定》、GB/T 13093-2006《饲料中总数的测定》饲料检测与饲料配方还原(Feed)包括大豆，豆粕，玉米，鱼粉，，，杂粕，添加剂，乳清粉，油脂，肉骨粉，谷物，甜高粱等十余个品种的饲料原料。观察饲料形状、色泽、有无霉变、虫子、硬块、异物等。颗粒饲料的水分含量是一项非常重要的质量指标，它直接影响到颗粒饲料的品质和饲料企业的经济效益，对其进行有效控制是保证饲料产品质量安全的关键技术。水分含量\*过规定的标准，颗粒饲料容易发霉变质，不利于保存，还会使营养成分的含量相对减少；但如果产品水分含量过低，对企业又造成了不必要的损失，而且高低不均的水分含量，还造成产品质量的不稳定，影响到产品的\*\*声誉。在饲料加工过程中，适宜的水分含量有利于制粒，降低能耗、提高生产。因此，在配合饲料的生产过程中，要使生产顺利地进行，能耗低，颗粒光洁均匀，终产品又符合规定的水分含量标准，就必须进行生产全过程的水分控制。