

江夏区发酵豆粕粗蛋白检测 膨化豆粕霉菌毒素检测

产品名称	江夏区发酵豆粕粗蛋白检测 膨化豆粕霉菌毒素检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测范围:第三方检测 周期:7-10天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

豆粕检测范围

发酵豆粕，低温豆粕，豆粕粉，大豆粕，膨化豆粕，豆粕饲料，黄豆粕等。

豆粕检测项目

水分检测，蛋白含量，粗纤维检测，含油量检测，酸度，氨基酸检测，有机酸检测，定性定量检测，感官检测，霉菌检测，细度检测，转基因检测，营养指标检测，卫生指标检测等。

问：如何鉴别饲料好坏

答：1、看：首先看饲料有无产品质量合格证。二是看有无饲料标签。饲料标签在包装袋的封口处，其标准由国家质量技术监督局制定发布。生产企业必须附具饲料产品标签，没有标签的饲料，根据有关规定不能经营，更不能购买。三看保质期。保质期是饲料标签注明的内容之一，凡超过保质期及没有注明保质期的配合饲料，不要购买。四看原料色泽。根据原料的色泽可大概判断饲料是否稳定，但色泽不是决定饲料好坏的唯一标准，看看色泽是否一致均匀，颗粒度是否均匀，有否结块、发霉现象。

2、闻：饲料中常用各种调味剂，用于对动物的诱食调整其适口性，因此，不要根据气味来判断某种原料的多与少。要抛开香味剂气味，闻闻有没有其它气味，如发霉气味、油脂哈喇味、酒糟味、氨气味（尿素等非蛋白氮形成的）及其它异味。好的产品能闻到其特有的香味。

3、尝：优质产品（配合饲料居多）香甜可口，不喇喉咙，不苦，无异味。

4、喂：好的饲料适口性好，有时甚至不需要过渡，换料后直接采食。否则，大多数不采食，甚至拒食，但有病除外。

5、便：优质饲料进食后排便不拉稀，成条状，色泽暗黄稍黑，表面有光泽，落地呈塔状。如呈球状或过干，说明饲料中纤维含量或药物含量过高。如拉稀（过渡期、疾病现象除外）说明饲料中原料存在问题，不要继续饲喂。但有些饲料进食后软便并不是拉稀，不应响长势时可继续饲喂。

6、长：好的饲料饲喂半月后长势明显，或与其他饲料对比日增重胜出。