

医疗器械包装运输测试ASTMD4169

产品名称	医疗器械包装运输测试ASTMD4169
公司名称	深圳市讯科标准技术服务有限公司推广部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋二楼
联系电话	0755-23312011 13378656801

产品详情

疗器械包装运输测试ASTMD4169

随着医疗行业的发展，产品质量安全变得越发的重要，因此包装运输测试得到了业内人士的广泛关注。

ASTM D4169-2016包装检测，ASTM D4169-2016包装检测 报价请来电详询包装运输业务部工程师Daive

ASTM D4169-2016包装检测机构、检验与验证并具有第三方公正地位的专也检验机构。实验室资质介绍实验室已取得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS），国家计量资质认定证书（CMA）和国际运输安全协会流程(ISTA)，实验室依照国寄标准ISO/IEC17025：2005《检测和校准实验室能力的通用要求》管理和运行，具备向社会出具公正性检测报告的资格。

环境可靠性测试：i.其中气候环境包含：ASTM D4169-2016 高温试验，温度循环试验、低温试验，交变温湿热、

ii.ASTM D4169-2016 温度冲击试验，盐雾腐蚀试验、低温低湿试验，高温低湿试验，高温高湿试验，恒定湿热实验等等如图

以下内容是对ASTM D4169的详细解析：一：医疗器械包装ASTM D4169标准适用范围及测试类别

1：DC4：

u 适用包装对象：带托盘或滑托的单个包装

u 适用运输形式：陆运运输形式

u 适用包装重量：任意重量包装件（一般偏重）

u 标准中包装测试类别：

无尺寸、重量的等类别区分； Schedule

A:执行旋转面跌落、旋转角跌落、斜面冲击以及倾翻&倾倒测试。

2：DC 12：

u 适用包装对象：单个包装或集合包装

u 适用运输形式：陆运 + 空运联运运输形式

u 适用包装重量： 68.1kg 包装件

Schedule A:

单个包装重量68.1kg~90.7kg ——执行跌落测试；

单个包装重量 > 90.7kg ——执行旋转面跌落、旋转角跌落、斜面冲击以及倾翻&倾倒测试；

集合包装（任意重量）——执行旋转面跌落、旋转角跌落、斜面冲击以及倾翻&倾倒测试；

3：DC 13：

u 适用包装对象：单个包装

u 适用包装重量： 68.1kg的包装件

无尺寸、重量的等类别区分；

Schedule A: 按重量选择高度执行跌落测试。

4：DC 3：

u 适用包装对象：不带托盘或滑托的单个包装

u 适用包装重量： 90.7 kg