

德州市皮肤黏膜冲洗液动物咬伤清创机

产品名称	德州市皮肤黏膜冲洗液动物咬伤清创机
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

诊治公布“ ”弱碱性清洁液，犬伤清洗机 诊疗外伤冲洗器全自动自动控制系统：整套自动控制系统以在我国规范为构架，以伤患的安全系数为目标，同过的控制，一键开启就可以自动式开展一次标准的犬伤清理流程，乃至轻伤患完全可简易开展自助性清理。所有清理整个过程中温度、工作压力、犬清TM 消毒液与凉水的交替、生理盐水的接着清理以及结束时的发票打印出等都是全自动开展，无需做其他一切操作过程！针对负伤患、规模性撕开伤患等特有手拉式功效，医护人员工作员可根据详细情况选择不错的清理方式（手拉式方法一样有操作程序辅助，降低医护人员工作上工作压力）。诊疗外伤冲洗器采用单脉冲压力性，运用尤其制作枪嘴，采用无菌检测包装的-犬清TM-弱碱性皮肤黏消毒液，依据自动化控制管理流程全自动开展高膜标准的犬伤清理解决。诊治诊疗外伤冲洗器科学规范的处置能有效减少伤患创口病毒数量，提升狂犬病病毒避免高效性；以切合实际国家规定的解决操作程序有效保证犬伤医院的权益，绕开诊治风险，避免医患冲突；清理创口机械设备可显著降低对医院解决水平的要求，减轻解决工作员的操作工作压力。诊疗外伤冲洗器高频单脉冲灌冲：压力支管结合间隔性的许多小泡一瞬间碎裂的破坏性，一同的功能在清理伤口，使创口组织周期性的收缩左心室，可使伤口空隙中的破碎组织、沉渣、病毒性感染、病原菌被翻转打破，此外显著降低患者疼痛阈值，不损坏身体健康组织，清理工作上安全系数。三种清洁液（弱碱性皮肤黏膜清除消毒剂、凉水和生理盐水）自动式持续交替清理（完全做到狂犬病病毒暴露避免解决工作规范要求），还能够手拉式清理。均为一键操作过程。基本参数记忆能力，应用维修保养方便快捷，方便使用诊疗外伤冲洗器多功能清理枪：此外枪嘴遥杆带wifi网络控制开关，枪离不开手随时调节工作压力。为了更好地能够更好地针对不一样类的创口，特别是在在研发了各种各样场景的尤其制作枪嘴，以保证犬伤创口清理的安全系数。例如针对规模性撕开伤特有扇面画枪嘴；针对张嘴小，创伤深的伤口有细腻枪嘴可对深伤口做灌浆清理等。犬清 弱碱性清除消毒剂：含有二癸基二甲基氯铵、表面活力有效成分等，无刺激、8小时高效率抑菌此外促进伤口快速治愈，有效降低犬伤分布式系统感染和继发病原菌发病率。