

# 雷氏夹 水泥雷氏夹 雷氏夹

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 雷氏夹 水泥雷氏夹 雷氏夹               |
| 公司名称 | 张兰知（个体经营）                   |
| 价格   | .00/个                       |
| 规格参数 | 品牌:荣计达仪器<br>型号:15<br>规格:20  |
| 公司地址 | 中国 上海市闵行区 浦江镇勤俭             |
| 联系电话 | 86 021 61997300 13761118616 |

## 产品详情

|    |          |      |           |
|----|----------|------|-----------|
| 品牌 | 荣计达仪器    | 型号   | 15        |
| 规格 | 20       | 外形尺寸 | 12 ( mm ) |
| 重量 | 1 ( Kg ) | 产品用途 | 雷氏夹       |

雷氏夹 灌注水泥净浆，经养护成型及沸煮后，测定试件的安全性能。雷氏夹主要技术参数：1、在300克负荷下两针尖距离的最大膨胀值  $17.5 \pm 2.52$ 、去负荷后要求恢复正常状态度 10mm<sup>3</sup>、净重 30g

上海荣计达实验仪器有限公司同时供应试验仪器、无损检测、力学设备、各种试模、各种筛具，混凝土试验仪器、水泥试验仪器 无损检测仪器 公路土工试验仪器 沥青试验仪器压力机、拉力机 水泥、混凝土试模类 其它检测仪器

网址：www.rjd17.com手机：15692156341电话：021-61124077qq：284804213联系人:廖燕飞

欢迎您的来电来函咨询，我们将竭诚为您服务。

### 雷氏夹测定仪

雷氏夹测定仪主要用于检测雷氏夹质量是否符合要求,也用于测量沸煮前后水泥试件在雷氏夹两指针间距离的增值来判定水泥的安定性。产品符合gb / t1346、iso9597标准要求。主要技术参数：1、专用砝码重量：300g

2、量值刻度板最小刻距：0.5mm

3、净重：1.65kg

#### 4.使用与保养

##### 4.1雷氏夹弹性要求试验

将测定仪上的弦线固定于雷氏夹一指针根部，另一指针根部挂上300g砝码，在左侧标尺上读数。

4.2膨胀值测定 将沸煮箱中取出的带试件的雷氏夹放于垫块上，指针朝上，放平后在上端标尺读数。然后根据gb1346-89计算膨胀值。

##### 4.3雷氏夹测定仪保养

4.3.1定期检查左臂架与支架杆的垂直度和各紧固件是否松动。

4.3.2垫块上不得有锈斑污垢等物。

4.3.3用完后除标尺涂防锈油并妥善保管，避免生锈和碰伤

上海荣计达实验仪器有限公司同时供应试验仪器、无损检测、力学设备、各种试模、各种筛具，混凝土试验仪器、水泥试验仪器 无损检测仪器 公路土工试验仪器 沥青试验仪器、压力机、拉力机 水泥、混凝土试模类 其它检测仪器

手机：15692156341电话：021-61124077qq：284804213

欢迎您的来电来函咨询，我们将竭诚为您服务。