

医用地巾布巾热力型清洗消毒机

产品名称	医用地巾布巾热力型清洗消毒机
公司名称	扬州涤邦机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	扬州市江都区浦头镇吉孔村（注册地址）
联系电话	13804044132

产品详情

医用织物清洗消毒机适用于国内的一切医疗、卫生、保健机构、幼儿园，包括医院、医疗机构、幼儿园等。

- 1、毛巾、织物清洗消毒设备。
- 2、湿热消毒：清洗消毒机采用湿热消毒的工作原理，经过机器处理过的织物完全符合国家卫生部门的审核要求，有国家消毒检测报告。
- 3、记录功能：清洗消毒机具备显示面板，有毛巾、地巾和抹布专用清洗消毒程序标识，可通过操作直接选择，易识别，易操作，便于操作，每一次的消毒都自动生成数据，包括清洗的重量、时间以及频率，这样就做到了消毒工作有溯源可查，便于消毒工作的监管。
- 4、环保功能：使用清洗消毒机既完成消毒工作，又保证了人员自身的安全，提倡环保，减少环境的污染。
- 5、只需将使用过的织物放入机器内，经过清洗消毒设备的工作，完全由机器全自动处理，从而避免因为操作人员的个体差异，导致消毒不完善的情况的发生，所有的去污、清洁、消毒都由机器一步完成，节省时间。
- 6、安全保障：清洗消毒机在工作中不受外因影响，不能随意中途停止，避免操作中造成安全隐患以及人为终止过程发生的消毒不完全的情况。
- 7、干燥保存：热力烘干省却了晾晒、分拣的工作和滋生细菌的条件，不受天气、时间、空间、人员的限制及影响，规范化的操作让我们做到有据可依。
- 8、自洁功能：机器自身拥有自洁功能，一键完成机器内部的清洗和消毒。

洁净消毒实验室织物，降低样品污染风险，保障人员操作、动物饲养和细胞培养安全。

清洗消毒医用毛巾、抹布、地巾，受高度污染(患者血液、体液等大面积污染)的其他医用织物(床单、被罩、病服等)。

医用织物清洗消毒机热力消毒的AO值，根据医院关注的消毒对象分类，学者总结给出了三个主要的对应组合节点来使用，后被大家普遍接受。那就是60、600、3000。

一、低水平消毒 $A_0=60$

接触病人完整皮肤的物品消毒，如便盆等。

消毒条件：T=80 t=1 min ; T=70 t=10 min

二、中水平消毒 $A_0=600$

可能接触病人非完整屏障的物品、需要灭菌的手术器械前处理，如：吸引瓶、所有手术器械等。

消毒条件：T=90 t=1 min ; T=80 t=10 min

三、高水平消毒 $A_0=3000$

接触粘膜内腔的物品消毒，或消毒后直接用于病人的诊疗器具，如呼吸机螺纹管，湿化瓶等。

消毒条件：T=93 t=3 min ; T=90 t=5 min

当然，还有其他的消毒条件可以根据需要组合。

需要注意的是，上述消毒效果的讨论，仅着眼于温度与速度(时间)的层面。影响消毒效果的要素，还表现在：清洗质量、物品污染度、装载状况、消毒机类型等。因此要全面考虑，不能顾此失彼。