

# MUI多功能超声清创治疗系列-多功能清创仪

产品名称	MUI多功能超声清创治疗系列-多功能清创仪
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

## 产品详情

### MUI-T8S(豪华版)

数据温度控制技术合适不向温度规定的创口

负压吸引技术可全自动消化吸收废水,外溢全自动终止

高压脉冲清洗技术扇流水.撞击力强,合适大规模抢救创面

数据图文并茂工作平台可拍照、录影；可存患者病史；可打印出病例报告

&np;

慢性创口、难痊愈创口或已被干性坏疽感染的创口通常在基本医治的与此同时还需要开展不断的创面。基本的低电压清洗和碘伏擦洗非常容易存有“盲区”（尤其是创口状况较繁杂或感染较深时），非常容易造成创面不完全伤口修复迟缓。如选用锐器或手术治疗创面总难以避免的会损害创口边沿的再生上皮组织并给病人产生痛疼。

UAW在资本主义国家早已是一种被认可的可靠合理的创面程序流程。针对慢性难痊愈创口，选用UAW不但可以合理的除去生物膜系统和萎缩机构，并且可以大限度的保护健康机构减少痊愈时间。

适用各种各样创口

慢性创口：

糖尿病足病

各种各样溃烂（如精神性、脑缺血、挤压性溃疡等）

压疮

窦道、瘘道

坏死性筋膜炎

亚急性创口：

出现意外外伤（如犬咬到、发生爆炸伤、擦破）

感染创口

烫伤

手术伤口

整形整容创口

超声波创面的明显优点：

迅速、安全性、创面高效率。

毁坏并除去生物膜系统和病菌。

除去失去活性机构。

不损害再生身心健康机构。

与基本创面对比痛感低。

有利于建立整洁的创口床。

推动细胞生长因子的释放出来，加快痊愈。

使用方便，医生和护士均可应用。

MUI多用途超声波创面治疗仪优点：

腾跃诊疗是中国较早逐渐科学研究超声波创面技术性的公司之一（曾与三军医大打野战普外科学研究协作）。

作用全：与此同时具备超声波创面、数据温度控制、负压吸引、高压脉冲、图文并茂数据工作平台等作用（专利权：201520806869.5、201520806817.8）。在其中数据温度控制和图文并茂工作平台为作用。

创新同冲同侧吸摇杆，一个姿势就可以完成创面与废水回收利用。在减少环境污染的一起增强了创面高效率。

创新水电工程分体式脱卸式摇杆（专利权：201520806816.3、201520804987.2）。创面刀片可与摇杆分离出来后完成杀菌解决，提升摇杆的运用高效率。

摇杆前面装有脱卸式的插座防水盒罩，提高了对作业者的维护。

创面刀片选用TC4钛金属做成，并经过了微生物相容性试验（有检验报告）。

超声波创面频率为40KHz，比25KHz的杀菌消毒工作能力更强。