

拉链袋CR测试

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 拉链袋CR测试 |
| 公司名称 | 深圳市讯道技术有限公司检测认证 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋华美电子厂3层 |
| 联系电话 | 075523312011 13378656621 |

产品详情

测试背景：经过不完全统计，欧洲和美国每年估计有100万意外发生儿童中毒，大多数是比较小的儿童发生中毒事件，因此对应包装要求会更加严格，产品包装要进入欧美市场，首先需要通过ISO 8317和US 16 CFR § 1700.20的测试。因此，这类包装就需要有一个“童锁装置”，促使儿童打不开，但是不影响大人正常使用。

防儿童包装，通常称为CR包装，是一种特殊的包装。制造商使用它来减少儿童食用有害物质的风险，因为这类包装的设计使得儿童很难打开。但是，制造商的设计方式又让大多数成年人都可以使用包装中的物品。包装测试有助于确定残疾成年人和老年人是否可以使用包装。一般针对CR包装制品的防止儿童打开包装测试，我们简称CR解读（CR测试）。

关于CR包装制品出货加拿大和美国防儿童开启标准的简单介绍，希望对读者有更深入的了解---主要是误服有毒物品(如农药等),儿童误食的主要原因是由于其年幼无知缺乏生活经验和安全意识以及识别能力差造成的。

ISO 8317 (2015) 防儿童拆开的包装 -可再次包装件的要求和试验程序 ISO 8317 (2015) 是可重复使用的儿童包装的。它适用于制药以及化学产品。

一、对42至51个月的婴儿进行测试孩子们有五分钟的时间尝试以他们能想到的方式打开包裹。五分钟后，他们将得到如何打开包装的演示，而无需进一步解释。然后孩子还有五分钟时间打开包装。如果不超过15%的儿童可以在个五分钟内打开包装，则该包装应被视为对儿童有抵抗力。在整个十分钟的测试期内，不超过百分之二十的儿童能够打开包装。

二、年龄介乎五十至七十岁的长者测试在老年人测试中，50到70岁的一组100人不得不在五分钟内打开一个包，没有事先示范。在第二次尝试中，他们必须在一分钟内打开它。如果至少有百分之九十的小组能够正确地打开和重新关闭包装，则认为该包装对老年人来说是合适和方便的。

