

医用冷敷器-冷疗仪-冷敷机-冰敷机-自动冷疗加压系统-冰桶

产品名称	医用冷敷器-冷疗仪-冷敷机-冰敷机-自动冷疗加压系统-冰桶
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	总功率:AC 220V 50Hz 核心技术:全自动半导体制冷/制热, 冷敷温度:4-42 °
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

医疗冰敷器-冷疗仪-冷敷机-冰敷机-全自动冷疗充压系统软件-冰块

1.对患者一部分进行冷、热敷压力治疗，从而完成止疼、退肿、退肿、减渗的作用。

2.采用全自动半导体器件温控性，作用消耗低，一分钟迅速制冷制热。

3.全自动一键式操作过程，节省成本，机器设备运作声音小。

4.冷敷和热敷温度范围：冷敷：4 -42 。

5.制温速率： 3 /min。

6.运作时间： 99h，工作上次数1-10次。

7.水包装袋造设计方案设计符合人体工程学基本概念，与患者受伤部位紧密顺从。

适用单位：脑外科、疼痛科、康复科、创伤烧伤科、儿科等。治疗基本原理：

虚拟服务器冷敷治疗可使一部分血管收缩，血液缓解，使毛细血管透水性降低，漏出液漏水减少，一部分基础代谢缓解。此外能合理有效的减少炎症因子的释放出，降低一部分组织温度，收缩毛细管，减少皮下出血，减轻组织肿胀，降低神经末梢的体液调节，提高痛阈，具有止疼退肿的作用。对各式各样创伤、软组织损伤、肿胀、水肿、囊肿、水肿、骨关节病积血、存水、风湿、慢性软组织损伤、肌肉损伤、闭合性骨折、四肢骨裂、术后神经疼、慢性肌肤组织疼痛等均有明显作用。

对于脑外科和创伤导致的人体肿胀，24小时内运用压力冰敷热机有一种安全系数好的方法，用“煜博”单脉冲冲装冰敷热机取代传统式的冰敷治疗方法。采用纯物理疗法方式，作用明显，操作过程方便快捷，实际效果显著。本设施采用轮胎气压标准式、特殊护理式水包装袋，适用身体各部位，给患者造成意想不到的治疗效果。