# 广州牙科器械进口报关清关怎么操作

产品名称	广州牙科器械进口报关清关怎么操作
公司名称	广州集诚供应链有限公司
价格	950.00/票
规格参数	
公司地址	广州市海珠区宸悦路26号2206室
联系电话	17576008550 17576008550

# 产品详情

牙科器械进口报关清关的流程和费用,进口牙科器械报关清关要怎么操作

按统计和生活感知来看近年来我国经济水平的极大提高,各行业也取得了极大的发展。口腔健康也是一个新的发展理念,定期去清洁口腔修理牙齿也在成了很多人的一种新的习惯。牙科医疗器械因为涉及和口腔直接接触,在使用过程中大多会见血污染等考虑到消毒感染问题,目前都是一次性使用,所以大多的牙科器械属于一次性耗材。牙科器械进口清关按行业协会统计进口到我国市场的主要是有巴基斯坦和马来西亚这两个国家。常见的牙科器械进口清关产品有止血钳 持针钳 海绵夹持钳 夹板钳 蚊式止血钳 拔牙钳 面罩 乳胶检查手套 注射器 牙拖 套装钳 固定器 蚊式止血钳 口境头 耳钳 耳钳 鼻境等常用编码:关税:4%增值税:13%广州牙科医疗耗材进口报关清关的案例和经验牙科医疗器械不同海关的实际操作不同,一些小问题也会影响到终的货物能否完成清关,建议有此产品进口,提前确认好进口口岸海关政策和调离问题。牙科器械进口清关主要集中来自巴基斯坦和马来西亚等国,牙科器械进口是相对而言比较复杂的一个过程。牙科器械进口清关需要资料1一类医疗器械注册登记证2原产地证(享受协税国家提供)3贸易合同4贸易发票5货物清单6提单7标签8海关申报要素9电子报关委托10营业执照牙科器械进口清关思路1确认进口产品医疗器械备案是否完成2进口港口城市海关清关政策(选择口岸)3确认订单国外发货4整理清关资料5货物到港申报6目的地做调离

广州一类医疗器械进口报关清关有经验的代理公司,医疗器械广州进口报关清关的时效和案例,进口一类医疗器械都需要那些手续

注:医疗器械实行分类管理

《医疗器械监督管理条例》第六条规定,国家对医疗器械按照风险程度实行分类管理。

一类是风险程度低,实行常规管理可以保证其安全、有效的医疗器械。

第二类是具有中度风险,需要严格控制管理以保证其安全、有效的医疗器械。

第三类是具有较高风险,需要采取特别措施严格控制管理以保证其安全、有效的医疗器械。

### 二、中文说明书,中文标签

《医疗器械监督管理条例》规定,进口医疗器械应当有中文说明书、中文标签。说明书、标签应当符合本条例规定以及相关强制性标准的要求,并在说明书中载明医疗器械的原产地以及境外医疗器械注册人、备案人指定的我国境内企业法人的名称、地址、联系方式。没有中文说明书、中文标签或者说明书、标签不符合本条规定的,不得进口。

### 三、讲口申报

法定检验进口商品的收货人向申报地海关申报;通关放行后20日内,向目的地海关申请检验。

进口口腔医疗器械提供的单证:

- 1.进口器械注册证和经营许可证:
- 2.若是进口含有药试剂成分的器械,需提供中国强制性认证证书(特殊物品审批单);
- 3.部分器械进口需提供自动进口许可证;
- 4.提供进口牙科医疗设备的照片、铭牌、器械技术参数、终用途、中文说明书等;
- 5.牙科医疗设备进口合同、装箱单、发票、其他牙科医疗设备进口需补充说明的单证资料。

#### 目的地检验:

口腔医疗器械(90184990、90184100、90184910)属于法检商品,施行目的地检验,申报后经海关准予提 离口岸海关监管区后,由企业自行运输和存放,由境内销售或使用地海关实施检验,检验合格后方可销 售、使用。

牙科器械进口报关清关的文件都要那些,巴基斯坦牙科器械进口报关清关的资料和流程

进口牙科器械的清关报关时效是多久

2月14日,海关总署召开第四十八次形势分析及工作督查例会,研究贯彻落实习\*\*总书记重要指示批示精神,分析当前形势,听取重点工作进展情况汇报,研究部署下阶段工作任务。海关总署署长、党委书记倪岳峰主持会议,在京署领导胡伟、王令浚、邹志武、张际文、孙玉宁、王林、黄冠胜出席会议。

会议强调,全国海关要扎实开展捍卫"两个确立"、做到"两个维护"、强化政治机关建设专项教育活动,深入学习贯彻习\*\*新时代中国特色社会主义思想,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力;不折不扣贯彻落实习\*\*总书记重要指示批示精神,主动对标对表,深入查找差距不足,把党中央重大决策部署贯彻落实到海关工作各方面、全过程。

会议指出,当前口岸疫情防控形势严峻复杂,要认真贯彻落实习\*\*总书记"坚持就是胜利"的重要指示精神,咬紧牙关、振奋精神,坚决守牢国门关口,巩固来之不易的成果。持续强化监测预警,动态完善防控策略,严格规范执行口岸疫情防控措施,严格做好消毒监督工作,坚持"多病共防",从严就高做好内部人员安全防护,加强对一线人员封闭管理和关心关爱。