

乳胶含固量测试仪生产厂家

产品名称	乳胶含固量测试仪生产厂家
公司名称	深圳市莱希特仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:深圳莱希特 型号:LXT-500GH 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区宝民二路好运来商务大厦A座
联系电话	0755-29792932 13699828565

产品详情

深圳莱希特LXT-500GH含固量测试仪在测试过程中，可以实时观察到测试曲线（固含量曲线、温度曲线、重量曲线）、固含量等数据，一般样品，几分钟即可完成测试，仪器自动锁定最终结果，测试既快速又准确。深圳莱希特LXT-500GH含固量测试仪符合标准方法原理，全自动一键式操作的，只需要取样放在仪器的样品盘上，在七寸触控屏上点击“测试”键，即可进入自动的检测过程。深圳莱希特LXT-500GH含固量测试仪技术参数：称量范围：0~110g称重精度值：0.005g水分可读性：0.01%水分测定范围：0.01~100%称重传感器：进口传感器温度范围：起始~215 加热光源：特制环形加热光源加热程序：快速测试模式：自动、定时定时时间范围：1-360min（可扩展）显示参数12种：固含量%、水份%、水份曲线、重量曲线、温度曲线；测试时长、恒重时间、测定模式、设定温度、测定温度、重量初值、重量终值显示语言：中英文切换数据存储：存储最近50组测量数据（可扩展）显示曲线：同时显示三条测试曲线（包括水份M、重量W、温度T）试样盘尺寸：直径100（mm）显示屏幕：7寸触控显示屏通讯接口：标配RS232通讯接口及标准USB接口，电脑数据分析软件（出厂不配，可选配件）外形尺寸：长390*宽220*高170（mm）仪器净重：3.65kg胶黏剂的固含量也称作不挥发物，指试样在一定温度下加热一定时间后，以加热后的试样质量与加热前的试样质量的比值百分比表示。固含量（不挥发物）是判定其品质的一项重要指标，目前现行的标准有：GB/T 2793-1995 胶粘剂不挥发物含量的测定，其中规定了用传统烘箱方法来进行检测。按照标准方法进行检测的话，耗时长，操作也比较繁琐，需要专业的实验人员进行称量样品、记录、计算等等。在实际的生产过程中，通常需要一种快速的检测方法，LXT-500GH含固量测试仪的应用，解决了烘箱检测操作繁琐的问题。使用CANScope测量CAN总线信号，在干扰很严重的情况下会出现CAN总线波形解码与CAN报文解码不一致的情况，具体表现为某些正确报文对应的波形解码却是错误的，或者收到的错误报文对应的波形解码却是正确的，如中，帧ID为0721的正确报文对应的波形解码却为CRC错误。本文将对这种现象产生的原因及其存在的意义进行详细的说明。报文解码与波形解码不一致解码差异错误的主要原因CANScope对CAN信号的处理包含2部分：报文处理部分和波形处理部分。本页关键词：含固量测试仪