

全自动加压冷热敷治疗系统-欢迎咨询

产品名称	全自动加压冷热敷治疗系统-欢迎咨询
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	操作方式:触摸屏 核心技术:全自动半导体制冷/制热， 冷敷温度:4-42 °
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

商品详细说明

1.&np;自动式充压冰敷医治作用：选用半导体材料智能温控，可完成控温致冷，根据把循环系统冷却循环水键入与身体相应的8个位置医用冰袋，充压冰敷外伤位置，促进部分血管收缩，缓解部分血肿，操纵小管的流血，缓解支撑力比较大硬块的痛疼，减少末梢神经的敏感度，提升痛疼阈值，缓解痛疼，手术前应用减少病人手术治疗等待的时间，手术后应用做到减温止疼、消肿、退肿，降低外渗，减少伤口发炎风险性。

2.&np;自动式充压敷热医治作用：推动部分血液循环系统、新陈代谢、有利于伤口修复减轻肌肉痉挛，推动退肿、炎症性物质消化吸收推动病人快速康复。

3.&np;多方式压力充压作用：选用中断、多种多样方式脉冲充压促进血液循环，加快身体渗出液流回，加快退肿，推动病人快速康复，防止静脉血管血栓的形成。

4.音乐治疗：歌曲的頻率、节奏感和有规律性的音波震动能造成组织细胞的共震，危害人的脑电波、心跳、吸气节奏感等。有益于身体代谢活性物质，调整身体神经传导，提升大脑皮质的体液调节，改进病人的心态，清除焦虑不安、焦虑情绪、抑郁、害怕等欠佳心态，提升病人应激反应工作能力。

5.人体解剖学设计方案医用冰袋：与商品配套设施的人体解剖学设计方案医用冰袋，可以适用身体足踝部、尺寸脚部、髌骨、腹部、上臂等位置，且可以完成身体以上每个骨关节全包囊冰敷，冷敷总面积匀称，进一步提高冰敷实际效果。

6.智能温控维护：选用的智能化温控及维护系统软件，避免操作失误。对患者、商品具有合理的保障功效。

7.按时工作中作用：依据患者必须治疗过程，设定好运行时间，医治完成后商品全自动中止工作中。无需工作人员按时拆换医用冰袋，大幅度降低人力资源劳动效率，节约人力资源。

8.安全防护。商品配有少水警报、阻塞警报等安全性安全装置，进一步提高了商品的安全系数。

總體而言，該設備在臨床應用中，對於緩解疼痛、促進康復具有顯著的輔助作用。其智能化的設計和人性化的操作，大大減輕了醫護人員的工作負擔，提高了治療的效率和質量。未來，隨著醫療技術的不斷進步，該設備將進一步完善和升級，為廣大患者提供更好的服務。