

紧致无针水光仪器 从化无针水光仪器 桦洋证书齐全

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 紧致无针水光仪器 从化无针水光仪器 桦洋证书齐全 |
| 公司名称 | 河南星维庆医疗器械有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 郑州市中原区伊河路136号光合大厦19楼1913 |
| 联系电话 | 17266030525 |

产品详情

无针水光能是什么

无针水光技术是一项电疗深层导入技术。该技术采用水电泳和水通道蛋白技术，向中胚层导入各种活性成分，并辅以肌肉调和与淋巴引流，从化无针水光仪器，促进人体淋巴循环和血液循环，从而到达消减、祛斑美白、促进胶原蛋白生成、溶脂减肥等美容效果。

无针水光有痛感吗

该办法无创无痛;量能够较为的停止控制;无针水光采用航空技术，运用6.5bar的气压，成纳米级小分子，以220m/s的速度将微液滴经过皮肤自然通道直接送达皮肤基底层，温馨无痛。

无针水光能维持多久

普通能够维持1~2个月。但受个人体质、操作标准、术后护理等要素影响，不同患者术后的效果及维持时间会有差别。随着时间的推移，导入的逐步流失，效果逐步消逝，求美者可在咨询医生后思索再次。

无针水光多久做一个疗程

由于无针水光采取法，只作用于皮肤基底层，所以奏效快，但是比深化真皮层的传统水光针维持时间会更短，一次注射能够维持1~2个月，假如要坚持的更久倡议7天~15天在做一个疗程，3个疗程下来时间会维持的更久，效果更明显。

微和有什么区别呢

还是有区别的，范围主要是皮肤、肌肉及骨骼等创伤、疾病，或后天性组织或的缺陷与畸形。包括修复与再造两个内容。学的范围主要是皮肤、肌肉及骨骼等创伤、疾病、或后天性组织或的缺陷与畸形。包括修复与再造两个内容。以手术办法停止自体的各种组织移植，抗衰无针水光仪器，也可采用异体、异种组织或组织代用品来修复各种缘由所形成的组织缺损或畸形，以改善或恢复生理功用和外貌。微普通是指注射类型的，应用、肉、等新资料停止皮射，补水无针水光仪器，不需开刀，短时间就能变美变年轻的高科技技术，紧致无针水光仪器，取代过去的手术，微平安，没有伤口，恢复期短的优点，能够在周末承受，一周就能带着一张更美更年轻的脸庞迎接一个新的开端。

无针水光和有针水光区别

1)方式不同：水光针经过给药，是需求面部的，术后会有大的创口，2小时左右肌肤自然愈合。无针水光经过高压的方式，无需破皮。

2)价钱不同：水光针的价钱普通在1、2千元，进口的产品普通在3、4千左右，而无针水光价钱廉价许多，普通在1000左右。

3)成分不同：水光针的主要成分是，还包括维生素、烟酰胺等多种美白抗衰成分，同时能够依据需求，增加肉，细纹干纹。无针水光以为主，包括其他和营养物质，但是主要是补水。

无针水光和有针水光哪个好

无针水光和有针水光都可以起到给皮肤保湿补水的作用，可以改善松弛暗沉的皮肤情况。但是，两者的层次、维持时间、疼痛感存在较大不同，因而我们需求依据本人的状况选择出的一种水光方式。

有针水光能够将注入皮肤下较浅的真皮层，普通为皮下0-3mm，所以为表皮改善肤质，补水保湿的效果能够坚持得更持久一些。通常状况下，医生会请求爱美者注射三次或以上有针水光。普通次注射后只能维持2个月左右，连续注射完三次以后，水光针的效果就能够坚持一年左右。皮肤底子越好，维持的时间就越久。之所以比无针水光的坚持时间更长，是由于注射层更深，分子略微大一些，能够不那么快被吸收。

无针水光的深度能够到达皮肤基底层，但是不能够到达真皮层的深度，普通只能够作用于皮肤下2mm。无针水光的维持时间相比拟于有针水光要差一些，但是在平安性上会有所增加。无针水光效果普通能坚

持1-1.5个月。