

昆山冷冻机油铜片腐蚀检测 油品化验分析

产品名称	昆山冷冻机油铜片腐蚀检测 油品化验分析
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

冷冻机系指压缩制冷方式所采用的压缩机，因其使用条件和压缩工作介质的不同，它又不同于一般的空气压缩机。根据冷冻机的工作特点和润滑油的具体要求而调配的润滑油类型，常用的制冷剂有：氟里昂、氨、溴化锂、氯甲烷等。

主要功能

- (1) 润滑摩擦面，使摩擦面完全被油膜分隔开来，从而降低摩擦功、摩擦热和磨损
- (2) 冷冻机油的流动带走摩擦热，使摩擦零件的温度保持在允许范围内
- (3) 在密封部位充满油，保证密封性能，防止制冷剂的泄漏
- (4) 油的运动带走金属摩擦产生的磨屑，起到清洗摩擦面的作用
- (5) 为卸载机构提供液压的动力

? 冷冻机油的检测项目及标准

检测项目	检测标准
运动粘度 (40 100)	GB/T265-1988 (2004)
粘度指数	GB/T1995-1998(2004)
密度	GB/T1884-2000 (2004)

闪点（开口）	GB/T3536-2008
燃点	
机械杂质	GB/T511-2010
皂化值	GB/T 8021-2003
热稳定性	SH/T 0209-1992
絮凝点	GB/T 12577-1990
泡沫性	GB/T12579-2002（2004）
铜片腐蚀	GB/T5096-1985（2004）
残碳	GB/T268-1987（2004）
灰分	GB/T508-1985(2004)
颜色，号	GB/T6540-1986（2004）
折射率(ND)	SH/T 0205-1992
苯an点	GB/T 262-2010
倾点	GB/T3535-2006
水分	GB/T260-1977（2004）
微量水分	GB/T11133-1989（2004）
介电强度	GB/T 507-2002

