

# 南京市工业纯水吸光度化验、药厂纯水不挥发物检测

产品名称	南京市工业纯水吸光度化验、药厂纯水不挥发物检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	周期:7-10天 属于行业:检测服务 检测类型:性能检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

## 产品详情

检测范围：纯水，超纯水，工业纯水，化妆品纯水，药厂纯水等。

检测项目：细菌检测，吸光度，酸碱度，微生物检测，总有机碳，氯离子，颗粒度，臭氧浓度，可氧化物检测，硬度检测，二氧化硅含量，菌落总数，微量元素，重金属，电导率，不挥发物等。

纯化水一般是指医药行业用纯水，以药典标准为水质标准。纯化水是饮用水经蒸馏法、离子交换法、反渗透法或其他适宜的方法制得的制药用水，不含任何添加剂。纯化水水质检测以碳的含量表示水中有机物质总量的指标；是水质的一个重要指标；水中总有机碳检测是制药用水检测的一个重要项目。纯化水为原水经蒸馏法、离子交换法、反渗透法或其他适宜的方法制得的制药用的水、不含任何附加剂。

纯化水可作为配制普通药物制剂的溶剂或试验用水，不得用于注射剂的配制。

采用离子交换法、反渗透法、超滤法等非热处理制备的纯化水一般又称去离子水。

采用特殊设计的蒸馏器用蒸馏法制备的纯化水一般又称蒸馏水。

纯化水：应符合《2015中国药典》所收载的纯化水标准。纯化水水质检测所指的也就是这种水

水质检测的重要指标电阻率：在制水工艺中通常采用在线检测纯化水的电阻率值的大小，来反映水中各种离子的浓度。制药行业的纯化水的电阻率通常应  $0.5M \cdot CM/25$ ，对于注射剂、滴眼液容器冲洗用的纯化水的电阻率应  $1M \cdot CM/25$ 。